


SIENTE LA
PERFECCIÓN
EN CADA PUNTO

CATÁLOGO

2 0 2 2



8 *Different*
Modelos

8 *Different*
Colores



ESTERILIZACIÓN CONTENEDOR

SISTEMAS

"Punto de encuentro para la cirugía..."

EDICIÓN 10



SURGICALMED



S U R G I C A L M E D

"Punto de encuentro para la cirugía..."

Surgicalmed tiene la derecho de modificar y desarrollar los productos declarados en este catálogo y su programa de producción.

La peso y la información dimensional dada en nuestro catálogo son valores aproximados.

KA-3013-Y2 Copyright © Surgicalmed Co., Inc 2021 Todos los derechos reservados, Impresos en Türkiye

www.surgicalmed.es

NUESTRO HISTORIA

Surgicalmed, uno de los establecimientos líderes de Turquía en la campo de la industria médica, fue fundada en 1988. Fabrica Sistemas de Contenedores para esterilización, Sistemas de Motores Quirúrgicos, Sistemas de Iluminación Médica y Sistemas Médicos de un Solo uso en sus instalaciones en la Zona Industrial Organizada Central de Samsun.

Surgicalmed satisface las necesidades de una parte significativa de Turquía como resultado de sus continuos trabajos de I + D y la aumento de la capacidad. Fabrica sus productos en estándares internacionales y los pone en la mercado mundial con un alto poder competitivo. Además, con su sistema integrado de gestión de la calidad, demuestra que es un establecimiento especializado.

Además de ser un fabricante, Surgicalmed también es una empresa de diseño y con sus continuos trabajos de desarrollo de productos aumenta la número de sus patentes, por otro lado, está contribuyendo al desarrollo profesional de la generación en ascenso al actuar como una escuela.





CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN SISTEMAS

Todos los sistemas de contenedores de esterilización surgicalmed están diseñados para una perfecta penetración de vapor, trazabilidad, seguridad y estabilidad. Los mecanismos de bloqueo aseguran excelente agarre y asegure el movimiento hacia arriba y hacia abajo de las tapas bajo presión de vapor durante la esterilización. Nosotros servicio a nuestros fondos y tapas de 2 mm de altura calidad aleación especial aluminio materia prima para el todo el mundo con 8 opciones básicas de color.

MODELOS DE CONTENEDORES

- ESTÁNDAR PLUS
- MODELO ESTÁNDAR
- MODELO DE BARRERA BIOLÓGICA
- MODELO PPSU
- MODELO DE VENTANA
- MODELO B3
- MODELO DE PLASMA
- MODELO A1
- MODELO SEGURO



MOTOR QUIRÚRGICO SISTEMAS

La experiencia de Surgicalmed en sistemas motores quirúrgicos reunió muchos diseños y sistemas que tienen estructuras especiales que dan servicio desde la neuro y la cirugía espinal hasta muchos campos como la cirugía cardiovascular, ortopédica, plástica, de manos y pies y maxilofacial. La calidad, la potencia y el diseño ergonómico de la nueva generación de sistemas de motores quirúrgicos alimentados por baterías de alta tecnología demuestran una vez más la experiencia de Surgicalmed en el campo médico.

MODELOS DE SISTEMAS MOTORES QUIRÚRGICOS

- PUNTUACIÓN
- KARINCA 206
- KARINCA 208
- DERMATOMA BES
- DERMATOMA ST-5
- MESHER DE INJERTO DE PIEL
- PRAXIS 3
- PRAXIS 3B
- SIERRA ESTERNAL 3B
- MICROSISTEMA HSM
- HSM 2 NEURO & SPINE SISTEMA
- MINI HUESO 40.000 RPM
- MINI MONOBLOQUE ÓSEO
- AFEITADORA POR ARTROSCOPIA
- MINI MOTOR QUIRÚRGICO
- MINI COMPACTO
- NEURO POTENCIA DEL AIRE
- MACRO ESTÁNDAR
- SISTEMA DE MOTOR EPS
- MACRO COMPACTO
- ESTATOR MOBIL



ILUMINACIÓN QUIRÚRGICA SISTEMAS

Surgicalmed está impulsando una serie de proyectos de I+D de forma simultánea gracias a su avanzada infraestructura de I+D, equipo de ingenieros y personal técnico especializado en su campo, por lo que la compañía posee decenas de patentes y modelos utilizados activamente en el sector médico.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

- ESPECIFICACIONES DE I-LIGHT LD
- RENDIMIENTO ÓPTICO SUPERIOR
- CONFIGURACIÓN DE HACES DE LUZ PARA PROPORCIONAR SHADOWLESSZILLUMI-NATION
- REPRODUCCIÓN DE COLOR CASI PERFECTA (TYP. 95)
- PANTALLA TÁCTIL TFT PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN
- TAMAÑOS DE HAZ AJUSTABLES SEGÚN LAS PREFERENCIAS DEL USUARIO
- ADECUADO PARA SU USO CON TECHOS FUNCIONALES DE FLUJO LAMINAR FÁCILES DE LIMPIAR
- CONSUMO MÍNIMO DE ENERGÍA
- 60.000 HORAS DE VIDA ÚTIL DEL LED
- LUZ ENDO INDIRECTA PARA OPERACIONES ENDOSCÓPICAS



MÉDICO DESECHABLE PRODUCTOS

Surgicalmed continúa ampliando su gama de productos al agregar otros productos médicos de un solo uso a los sistemas de drenaje médico completamente de silicona que necesita la cirugía. Con su sala limpia ISO 7 y llevando su experiencia en soluciones de esterilización y operación un paso más allá, Surgicalmed ofrece un servicio profesional a sus valiosos clientes en artículos médicos desechables también.

MODELOS DE PRODUCTOS DESECHABLES

- MASCARILLA LARÍNGEA REUTILIZABLE
- TUBO DE DRENAJE DE PENROSE DE SILICONA
- ESPIRAL EN TUBOS
- TUBO DE NUTRICIÓN DE SILICONA
- DRENAJE REDONDO DE SILICONA
- DRENAJE PLANO-SUAVE DE SILICONA
- DRENAJE PLANO DE SILICONA
- TUBO DE INTUBACIÓN
- MASCARILLA LARÍNGEA DE PVC
- DRENAJE DE PENROSE DE SILICONA
- DRENAJE DE TÓRAX DE SILICONA
- TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA
- TUBO DE INTUBACIÓN
- DRENAJE DE SILICONA VAC
- MÁSCARA DE OXÍGENO

para más

visítanos

www.surgicalmed.es



NOSOTROS CRECIENDO JUNTOS

Surgicalmed tiene una posición en crecimiento activo en el sector a través del uso de una alta tecnología y estructura institucional innovadora.



NUESTRO VISIÓN

La visión de Surgicalmed es crecer en el sector de la salud de acuerdo con la tecnología en desarrollo y las innovaciones sectoriales y servir a la humanidad mediante la producción de nuevos proyectos y productos apropiados para estas innovaciones.

NUESTRO MISIÓN

Surgicalmed construye proyectos que pueden contribuir a la salud humana en todo el mundo e integra estos proyectos a su área de producción y productos a la luz de los desarrollos tecnológicos. Se mantiene constantemente activa con su alma innovadora y exploradora y sigue participando entre las empresas líderes que gobiernan el sector.

CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001: 2018
- ISO 13485:2016
- 93/42/EEC
- FDA 510 (K)



PRODUCCIÓN

La sensación de calidad de alto grado en cada proceso, desde el suministro de materias primas hasta el envío, se combina con un sistema de gestión de calidad integrado de acuerdo con los estándares. Una gran cantidad de cosas reunidas bajo el mismo techo y la importancia adoptada del trabajo en equipo llevan todas las etapas por encima de los sueños y hacen que lo que se desea sea real.

TÉCNICO INFRAESTRUCTURA

CNC Machines
Hydraulic and Eccentric Presses
Hot Presses
Conventional CNC Machines
Mold Design and Molding Technology
3D Modelling Technology
Thermoforming
Cutting Machines

Electronic Design and Manufacturing Engineering
Software Technology
Fine Mechanic Techniques
Hardening
Laser Technology
Silicone Extrusion Technology
Clean Room - ISO 7
Chemical Coating and Anodizing Technology




COMBINACIÓN DE PRECIOSO ALTO TECNOLOGÍA MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN Y PERFECTA ARTESANÍA ,

El deseo y la necesidad de desarrollo de nuevos productos que comenzaron en las mentes se vuelven compartibles e interpretables con impresoras 3D y dibujos técnicos. Después de establecer los modelos y probar los prototipos, comienza el proceso de producción para los diseños aprobados. La producción comienza con la combinación de máquinas de producción de alta tecnología y artesanía perfecta.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, CALIDAD

Surgicalmed aumenta su poder con sus interminables trabajos de I+ D. Realiza todas las inversiones necesarias para investigar y desarrollar incluso la parte más pequeña de los productos complicados fabricados y lleva a cabo proyectos exitosos con su equipo de ingenieros profesionales. Desarrolla los productos existentes con la tecnología actual y realiza trabajos serios en nuevos diseños de productos.



CONTENIDO

Números de Página

CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN

10 - 21	—	INTRODUCCIÓN
22 - 33	—	ESTÁNDAR PLUS
34 - 47	—	MODELO BIO-BARRIER
48 - 63	—	MODELO 3 BARRIER
64 - 73	—	TAPAS DE POLÍMERO ALTO RENDIMIENTO PPSU
74 - 85	—	MODELO ESTÁNDAR
86 - 93	—	MODELO A1
94 - 101	—	MODELO VENTANA
102 - 109	—	MODELO PLASMA (H2O2 para sterrad)
110 - 127	—	DENTAL, MINI, MODELO ESPECIAL

CESTAS

128 - 135	—	PERFORADAS BANDEJAS
136 - 142	—	CESTAS DE ALAMBRE
143 - 145	—	ALUMINIO CESTAS, TUBOS DE LAVADO PARA K-ALAMBRES

ACCESORIOS


146 - 149	—	MODULAR AUTOMÁTICO BLOQUEO MECANISMO
150 - 151	—	VENTANA PARA EMULAR EL INDICADOR
152 - 169	—	FILTROS, INDICADORES, FILTRO DE RETENEDOR Y DISPENSADOR, ALFOMBRAS DE SILICONA, SELLO DE SEGURIDAD, BASTIDORES, RIELES, SOPORTES, DIVISORES
170 - 176	—	ÍNDICE



Dibujo
Profundo
En 500
Toneladas

En Masivo
Área de Prensa

Moldeado
Por Manos
Profesionales



SURGICALMED


SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN PRODUCTOS A MEDIDA

Realizamos las solicitudes especiales de producción de nuestros clientes de una manera que no viola los derechos internacionales de patentes y propiedad intelectual. De esta manera, aumentamos la flexibilidad y competitividad de nuestros valiosos clientes.

Trasladamos a nuestros clientes un paso más allá; Todos nuestros productos están marcados y se suministran con el logotipo de nuestra empresa o el logotipo de su empresa mediante marcado láser de acuerdo con su solicitud, dependiendo del acuerdo OEM.

Nuestros productos están marcados, firmados, numerados y ajustados de acuerdo con los requisitos de su empresa. Los productos que se marcan de acuerdo con el requisito de su empresa establecen un vínculo fuerte y permanente en la trazabilidad y reciben retroalimentación entre su empresa y sus clientes.

Más allá de la Esterilización



SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Surgicalmed fabrica sistemas de contenedores de esterilización en la industria médica desde 1988 y libera la calidad que toma la salud humana bajo la mejor protección. Los sistemas de contenedores de esterilización Surgicalmed están hechos de aleación especial - 2 mm de materia prima de alta calidad y se prestan servicio a todo el mundo como 8 modelos y colores diferentes que codifican un carácter distintivo fácil. Los soportes de etiquetas de un solo bloque a ambos lados de los contenedores también sirven para ese propósito, mientras que las asas de transporte con movilidad de 90 ° y diseño ergonómico proporcionan instalaciones de transporte fáciles y seguras y la junta dentro de la tapa garantiza una estanqueidad perfecta.

Además de proporcionar una alternativa más ecológica al método de envoltura, los sistemas de contenedores de esterilización Surgicalmed también generan un gran retorno de la inversión. Surgicalmed satisface las necesidades del mercado y es preferido por muchos usuarios en todo el mundo debido a su alta calidad, precios razonables y variedad de productos que atraen a todos los usuarios.



POR QUÉ

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Como saben, existen dos métodos generales para la esterilización y protección de instrumentos quirúrgicos: envoltura de un solo uso y sistemas de contenedores de esterilización reutilizables.

La principal diferencia entre estos métodos es la eficacia y el retorno de la inversión.

Retorno de la Inversión: La envoltura de un solo uso parece más económica a primera vista. Son de un solo uso y desechables. Sin embargo, estos desechos médicos son el 5-10% de los flujos totales de desechos médicos de los hospitales. Además, las envolturas de un solo uso pueden romperse durante el proceso de esterilización por cualquier motivo. En este caso, la esterilización se realiza de nuevo y esto puede causar muchos retrasos. Los envases de esterilización de aluminio pueden considerarse como no económicos a primera vista, pero la vida útil de los mismos es de más de 5 años. Cuando se basa la vida útil, el costo total se reduce aproximadamente a una tasa de 70-80% más en comparación con el costo de las envolturas de un solo uso y es por eso que son una opción más económica.

Conciencia Ambiental: Los contenedores de esterilización tienen un papel importante para el cuidado que debemos tener para nuestro espacio de vida que se contamina más día a día. Los contenedores de esterilización no causan ningún tipo de flujos de desechos médicos y protegen el medio ambiente.

Eficiencia: No te enfrentas con ningún desgarro y la contenerización es un método más efectivo para la esterilización. En términos de seguimiento y detección del período y resultado de esterilización, aumenta la eficiencia con accesorios como cerradura automática, ventana indicadora y sello de seguridad.

Fiabilidad: Protegen los instrumentos quirúrgicos al máximo nivel con la ayuda de su estructura dura y protegida.

Facilidad de Identificación: Llegar a la información de los instrumentos dentro del contenedor de esterilización es más fácil debido a la placa frontal que tienen los envases de esterilización en ambos lados. Además, proporcionan facilidad de identificación con la ayuda de diferentes opciones de color de tapa que crean codificación de colores. Además, proporcionan facilidad de identificación con la ayuda de diferentes opciones de color de la tapa que crean códigos de colores.

Manejo Seguro: Permiten un transporte más adecuado, fácil y seguro con su diseño ergonómico y asas.



Todos los sistemas de contenedores de esterilización surgicalmed están diseñados para una perfecta penetración de vapor, trazabilidad, seguridad y estabilidad. Los mecanismos de bloqueo aseguran un excelente agarre y aseguran el movimiento hacia arriba y hacia abajo de las tapas bajo presión de vapor durante la esterilización.

www.surgicalmed.es

Estándar Alturas



110 mm

135 mm

150 mm

200 mm

260 mm

Estándar Dimensiones



TIPOS

Y

DIMENSIONES

Los sistemas de contenedores de esterilización surgicalmed, con el punto de vista más general, se separan en 5 grupos de dimensiones diferentes como modelos 1/2, 3/4, 1/1, Extra Large y Extra Long. Además, podemos suministrar modelos más pequeños como Dentales y Mini Contenedores de Esterilización.



ESPECIFICACIONES DE TAPA Y BASE

En Contenedores de Esterilización

Diseño especial de la tapa para la capacidad de apilamiento!

Los retenedores de filtro sellados que tienen 2 resortes en el interior y la función de pretensado permiten un cambio rápido, fácil y seguro de los filtros al sentarse sólidamente en la superficie.

Posibilidad opcional de marcado OEM!

El mecanismo de bloqueo garantiza un mejor agarre con su estructura de diseño flexible que incluye 2 resortes en el interior y realiza un movimiento de "un solo paso".

El mecanismo de bloqueo automático modular sensible al calor ofrece un resultado más seguro para el proceso de esterilización.

La junta interna de la tapa garantiza el sellado seguro del contenedor.

Posibilidad opcional de marcado OEM!

Tapa y fondo resistentes a la corrosión hechos de aluminio de aleación especial de alta calidad de 2 mm!

Las placas frontales a ambos lados del recipiente están hechas de una sola pieza!

Las asas anchas y especiales recubiertas de silicona permiten un manejo fácil y seguro del contenedor y evitan lesiones en las manos. 8 colores diferentes disponibles.

Los labes de identificación se pueden marcar con hasta 18 - 24 letras.



Tapas de Seguridad

Las tapas de seguridad proporcionan protección contra impactos y evitan la contaminación tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.



Tapas Perforados

8 Different Colores

Opciones de Contenedores Perforados y No Perforados







Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)

SUITABILITY OF OUR STERILE CONTAINERS FOR STEAM STERILIZATION PROCEDURES ¹⁾
as per DIN 58953 part 9

Sterilization container	Packing		Steam sterilization procedure acc. to DIN 58946, part 1				
	Description	Symbolic representation and packing system	Gravitation procedure	Pre-vacuum procedure	Fractional vacuum procedure	Fractional flow procedure	Steam injection procedure
with filters (StB-F)	Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part 1		+	+	+	+	+
			○	○	+	+	+
	Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc.to DIN 58952 part 1		—	—	+	+	+
			—	—	+	+	○
	Textiles in sterilization container with filter in bottom lid,not perforated acc.to DIN 58952 part 1		○	+	+	+	+
			—	○	+	+	+
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part 1		+ ³⁾	+	+	+	+
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom not perforated acc. to DIN 58952 part 1		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part 1		○	+	+	+	+
with Valves (StB-V)	Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN 58952 part 1		—	○	+	+	○
			—	—	+	+	○
	Textiles in sterilization container with valves in lid no valves on the bottom		—	—	+	+	—
			—	—	+	+	—
	Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and not perforated		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾

Explanation of symbols: + applicable — not applicable ○ limited application

1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures.
2) Only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable above.
3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after-drying effect.

Qué Ofrecemos?

Solución

La gama de productos para el procesamiento de instrumentos estériles de Surgicalmed ofrece soluciones de esterilización, transporte y almacenamiento con diferentes sistemas de filtrado para todos los conjuntos de instrumentos de hospitales y clínicas utilizados en salas de cirugía. Al proporcionar muchos tamaños diferentes y accesorios complementarios, Surgicalmed proporciona una solución universal para el suministro estéril de CSSD.



siente la **perfección**
en cada punto

s u r g i c a l m e d . e s

ESTÁNDAR PLUS

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

8 *Different Colores*



Los contenedores Standard + son el último modelo de producto de la gama de sistemas de contenedores, con los detalles de diseño mejorados presentados al mercado por Surgicalmed. Este modelo, que se produce con cajas y cubiertas estables y robustas, también se ofrece a los clientes con un total de 8 opciones de codificación de colores diferentes, con 2 nuevos colores agregados. Este modelo de contenedor se puede utilizar tanto con un filtro de papel desechable como con un filtro de teflón de PTFE de ciclo 2000. El modelo, que admite todas las características adicionales, como el bloqueo automático modular compatible con modelos anteriores, está disponible en 5 tamaños diferentes. Las asas de transporte tienen una capacidad de movilidad de 90°, pero también se pueden pedir con 8 colores diferentes de revestimiento de silicona.

El mecanismo de bloqueo hecho de aluminio tiene un sistema de resorte y puede ofrecer más flexibilidad y rendimiento de agarre. Las cajas y cubiertas se producen con aluminio de aleación especial de 2 mm de espesor. Las cajas se pueden pedir con o sin perforación. Las tapas de seguridad, que son la segunda cubierta para una protección externa efectiva, también están disponibles para 3 tamaños principales.

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Estándar Alturas



110 mm

135 mm

150 mm

200 mm

260 mm

Dimensiones



1/2 Tamaño Medio

3/4 Cuarto de Tamaño

1/1 Tamaño Completo

Tamaño Extra Grande

Tamaño Extra Largo

Página 28 -29

Página 26 -27

Página 24 -25

Página 30 -31

Página 32 -33

ESTÁNDAR PLUS

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

1/1 Tamaño Completo

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14066	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 90 mm	1945 g
IU-14067	600 x 272 h:116 mm	543 x 258 x 110 mm	2100 g
IU-14068	600 x 272 h:138 mm	543 x 258 x 132 mm	2255 g
IU-14069	600 x 272 h:190 mm	543 x 258 x 184 mm	2655 g
IU-14070	600 x 272 h:235 mm	543 x 258 x 229 mm	3100 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14056	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 78 mm	2200 g
IU-14057	600 x 272 h:116 mm	543 x 258 x 99 mm	2360 g
IU-14058	600 x 272 h:138 mm	543 x 258 x 121 mm	2520 g
IU-14059	600 x 272 h:190 mm	543 x 258 x 173 mm	2975 g
IU-14060	600 x 272 h:235 mm	543 x 258 x 218 mm	3355 g



8 Different Colores



Tapas Perforadas

Dimensión	Peso
585 x 285 mm	1395 g



Color	Código
Gris	IU-3120
Amarillo	IU-3121
Verde	IU-3122
Azul	IU-3123
Rojo	IU-3124
Negro	IU-3125
Morado	IU-3126
Bronce	IU-3127

Tapas de Eliminación


Dimensión	Peso
585 x 285 mm	1271 g



Color	Código
Gris	IU-3130
Amarillo	IU-3131
Verde	IU-3132
Azul	IU-3133
Rojo	IU-3134
Negro	IU-3135
Morado	IU-3128
Bronce	IU-3129

Tapas de Seguridad

Dimensión	Peso
606 x 288 mm	1175 g



Color	Código
Gris	IU-3230
Amarillo	IU-3231
Verde	IU-3232
Azul	IU-3233
Rojo	IU-3234
Negro	IU-3235
Morado	IU-3236
Bronce	IU-3237

ESTÁNDAR PLUS

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

3/4 Cuarto de Tamaño

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14239	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 90 mm	1670 g
IU-14240	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 110 mm	1760 g
IU-14241	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 132 mm	1895 g
IU-146308	475 x 272 x 185 mm	422 x 258 x 179 mm	2350 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14233	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 78 mm	1795 g
IU-14234	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 99 mm	1885 g
IU-14235	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 121 mm	2020 g
IU-146303	475 x 272 x 185 mm	422 x 258 x 168 mm	2475 g



8 Different Colores

Dimensión	Peso
460 x 285 mm	1060 g
Tapas Perforadas	
Color	Código
Gris	IU-3340
Amarillo	IU-3341
Verde	IU-3342
Azul	IU-3343
Rojo	IU-3344
Negro	IU-3345
Morado	IU-3346
Bronce	IU-3347

Dimensión	Peso
460 x 285 mm	988 g
Tapas de Eliminación	
Color	Código
Gris	IU-3320
Amarillo	IU-3321
Verde	IU-3322
Azul	IU-3323
Rojo	IU-3324
Negro	IU-3325
Morado	IU-3348
Bronce	IU-3349

Dimensión	Peso
483 x 290 mm	913 g
Tapas de Seguridad	
Color	Código
Gris	IU-3410
Amarillo	IU-3411
Verde	IU-3412
Azul	IU-3413
Rojo	IU-3414
Negro	IU-3415
Morado	IU-3416
Bronce	IU-3417

ESTÁNDAR PLUS

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

1/2 Tamaño Medio

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14412	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 90 mm	1285 g
IU-14413	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 110 mm	1345 g
IU-14414	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 132 mm	1455 g
IU-14415	310 x 272 x 185 mm	253 x 258 x 179 mm	1705 g
IU-14416	310 x 272 x 235 mm	253 x 258 x 229 mm	1955 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14402	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 78 mm	1400 g
IU-14403	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 99 mm	1460 g
IU-14404	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 121 mm	1570 g
IU-14405	310 x 272 x 185 mm	253 x 258 x 167 mm	1820 g
IU-14406	310 x 272 x 235 mm	253 x 258 x 218 mm	2070 g



8 Different Colores

Dimensión	Peso
295 x 280 mm	775 g
Tapas Perforadas	
Color	Código
Gris	IU-3630
Amarillo	IU-3631
Verde	IU-3632
Azul	IU-3633
Rojo	IU-3634
Negro	IU-3635
Morado	IU-3636
Bronce	IU-3637

Dimensión	Peso
295 x 280 mm	667 g
Tapas de Eliminación	
Color	Código
Gris	IU-3620
Amarillo	IU-3621
Verde	IU-3622
Azul	IU-3623
Rojo	IU-3624
Negro	IU-3625
Morado	IU-3638
Bronce	IU-3639

Dimensión	Peso
317 x 285 mm	659 g
Tapas de Seguridad	
Color	Código
Gris	IU-3700
Amarillo	IU-3701
Verde	IU-3702
Azul	IU-3703
Rojo	IU-3704
Negro	IU-3705
Morado	IU-3706
Bronce	IU-3707

ESTÁNDAR PLUS

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

Tamaño Extra Grande

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14304	600 x 365 x 105 mm	543 x 350 x 99 mm	2365 g
IU-14305	600 x 365 x 167 mm	543 x 350 x 161 mm	2890 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14302	600 x 365x 105 mm	543 x 350 x 88 mm	2620 g
IU-14303	600 x 365x 167 mm	543 x 350 x 150 mm	3145 g



8 Different Colores



Tapas Perforadas

Dimensión	Peso
583 x 370 mm	1675 g



Color	Código
Gris	IU-3326
Amarillo	IU-3327
Verde	IU-3328
Azul	IU-3329
Rojo	IU-3330
Negro	IU-3331
Morado	IU-3315
Bronce	IU-3316

Tapas de Eliminación

Dimensión	Peso
583 x 370 mm	1405 g



Color	Código
Gris	IU-3332
Amarillo	IU-3333
Verde	IU-3334
Azul	IU-3335
Rojo	IU-3336
Negro	IU-3337
Morado	IU-3338
Bronce	IU-3339

ESTÁNDAR PLUS

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Tamaño Extra Largo

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14804	725 x 275 x 127 mm	670 x 260 x 121 mm	2446 g
IU-142007	725 x 275 x 134 mm	670 x 260 x 128 mm	2503 g
IU-14805	725 x 275 x 191 mm	670 x 260 x 185 mm	2974 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14802	725 x 275 x 127 mm	670 x 260 x 110 mm	2700 g
IU-142002	725 x 275 x 134 mm	670 x 260 x 117 mm	2792 g
IU-14803	725 x 275 x 191 mm	670 x 260 x 173 mm	3230 g



8 Different Colores



Tapas Perforadas	Dimensión	Peso
	710 x 285 mm	1572 g
Color	Código	
Gris	IU-3370	
Amarillo	IU-3371	
Verde	IU-3372	
Azul	IU-3373	
Rojo	IU-3374	
Negro	IU-3375	
Morado	IU-3376	
Bronce	IU-3377	

Tapas de Eliminación	Dimensión	Peso
	710 x 285 mm	1287 g
Color	Código	
Gris	IU-3380	
Amarillo	IU-3381	
Verde	IU-3382	
Azul	IU-3383	
Rojo	IU-3384	
Negro	IU-3385	
Morado	IU-3386	
Bronce	IU-3387	

BIO BARRIER

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

8 *Different*
Colores



Los sistemas de contenedores de esterilización modelo Surgicalmed Bio-Barrier están diseñados con válvulas mecánicas tanto en la parte inferior como en la tapa que funcionan de manera que no necesitan ningún uso de filtro desechable y se pueden usar como mínimo 5000 ciclos. Los sistemas de válvulas mecánicas establecidos en la tapa o la caja funcionan con la presión atmosférica que se produce en el autoclave durante la esterilización. Cuando comienza el proceso de esterilización, debido a la presión (+) que se produce, las válvulas se abren y dejan que el vapor penetre en el recipiente de esterilización. Cuando el proceso de vacío comienza al final de la esterilización, debido a la presión (-) que se produce, la válvula de salida de vapor se abre y el vapor se expulsa de la caja. Cuando se completa el proceso de esterilización, ya que no hay presión (+ o -) en el autoclave, ambas válvulas están en posición cerrada. De esta manera, gana calificación para mantener los productos en él como esterilizados. Las válvulas están aseguradas para ser cerradas al 100% debido a las juntas especiales de silicona en los sistemas de válvulas mecánicas. Además, el sistema de válvulas mecánicas de estos contenedores de esterilización es desmontable por el usuario para controlarlo cuando lo desee.

Los sistemas de contenedores de esterilización modelo Surgicalmed Bio-Barrier se fabrican en cinco longitudes, anchuras y alturas diferentes y se pueden suministrar con tapas de seguridad para una protección externa efectiva. Estas tapas de seguridad no interfieren con la esterilización y proporcionan protección al mecanismo de la válvula contra líquidos y polvo como una segunda tapa. Todos los modelos y tamaños tienen cestas y accesorios específicos que se pueden ver en las siguientes partes. El mecanismo modular de bloqueo automático (termobloqueo) que promete garantía de esterilidad y la ventana indicadora que proporciona visibilidad del resultado de la tarjeta indicadora mediante control visual sin abrir la tapa también están disponibles para este modelo de contenedor de esterilización.

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (No Perforada)



Alturas Estándar



110 mm

135 mm

150 mm

200 mm

260 mm

Dimensiones



1/2 Tamaño Medio

3/4 Cuarto de Tamaño

1/1 Tamaño Completo

Tamaño Extra Grande

Tamaño Extra Largo

Página 42 -43

Página 40 -41

Página 38 -39


Página 44 -45

Página 46 -47




Piezas del Mecanismo de Barrier


Los contenedores modelo barrera se componen de un "sistema de filtrado mecánico". Las válvulas dentro de este sistema de filtrado tienen tres posiciones diferentes durante el ciclo de esterilización que se denominan posición de relajación, pre-esterilización y post-esterilización. Se puede utilizar al menos 5000 ciclos.




Sección transversal del mecanismo y Principios de Trabajo




Antes del ciclo de esterilización, las válvulas del contenedor modelo de barrera están cerradas y en posición de relajación.




Al comienzo del ciclo de esterilización, por el efecto del vacío, las válvulas se abren por completo y el aire seco sale del recipiente.



Durante el ciclo de esterilización las válvulas se abren con efecto de presión en sentido inverso totalmente opuesto al camino movido por el efecto del vacío.



Al final del ciclo de esterilización, el autoclave (esterilizador) iguala el nivel de presión y las válvulas abren el camino por efecto del vacío.



Después del ciclo de esterilización, las válvulas del contenedor modelo de barrera están cerradas y en posición de relajación.

BIO BARRIER

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

1/1 Tamaño Completo

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (No Perforada)



8 Different
Colores



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14066	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 90 mm	1945 g
IU-14067	600 x 272 h:116 mm	543 x 258 x 110 mm	2100 g
IU-14068	600 x 272 h:138 mm	543 x 258 x 132 mm	2255 g
IU-14069	600 x 272 h:190 mm	543 x 258 x 184 mm	2655 g
IU-14070	600 x 272 h:235 mm	543 x 258 x 229 mm	3100 g



Caja (Con Barrier)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14896	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 60 mm	2640 g
IU-14897	600 x 272 h:116 mm	543 x 258 x 76 mm	2840 g
IU-14898	600 x 272 h:138 mm	543 x 258 x 98 mm	2940 g
IU-14899	600 x 272 h:190 mm	543 x 258 x 150 mm	3390 g
IU-14900	600 x 272 h:235 mm	543 x 258 x 195 mm	3780 g

Tapas del Sistema de Barrier

Dimensión	Peso
585 x 285 mm	1840 g
Color	Código
Gris	IU-14901
Amarillo	IU-14902
Verde	IU-14903
Azul	IU-14904
Rojo	IU-14905
Negro	IU-14906
Morado	IU-147126
Bronce	IU-147127

Tapas de Seguridad

Dimensión	Peso
606 x 288 mm	1200 g
Color	Código
Gris	IU-15048
Amarillo	IU-15049
Verde	IU-15050
Azul	IU-15051
Rojo	IU-15052
Negro	IU-15053
Morado	IU-157418
Bronce	IU-157419

BIO BARRIER

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

3/4 Cuarto de Tamaño

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (No Perforado)



Caja (No Perforado)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14239	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 90 mm	1670 g
IU-14240	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 110 mm	1760 g
IU-14241	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 132 mm	1895 g
IU-146308	475 x 272 x 185 mm	422 x 258 x 179 mm	2350 g



Caja (Con Barrier)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-15003	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 60 mm	2020 g
IU-15004	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 76 mm	2130 g
IU-15005	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 98 mm	2260 g
IU-157303	475 x 272 x 190 mm	422 x 258 x 145 mm	2530 g



8 Different Colores



Tapas del Sistema de Barrier

Dimensión	Peso
460 x 285 mm	1250 g
Color	Código
Gris	IU-15006
Amarillo	IU-15007
Verde	IU-15008
Azul	IU-15009
Rojo	IU-15010
Negro	IU-15011
Morado	IU-157346
Bronce	IU-157347

Tapas de Seguridad

Dimensión	Peso
460 x 290 mm	1000 g
Color	Código
Gris	IU-15054
Amarillo	IU-15055
Verde	IU-15056
Azul	IU-15057
Rojo	IU-15058
Negro	IU-15059
Morado	IU-157420
Bronce	IU-157421

BIO BARRIER

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

1/2 Tamaño Medio

Tipos de Contenendor



Caja (Con Barrier)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14412	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 90 mm	1285 g
IU-14413	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 110 mm	1345 g
IU-14414	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 132 mm	1455 g
IU-14415	310 x 272 x 190 mm	253 x 258 x 184 mm	1705 g
IU-14416	310 x 272 x 235 mm	253 x 258 x 229 mm	1955 g



Caja (Con Barrier)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-15126	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 60 mm	1710 g
IU-15127	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 76 mm	1770 g
IU-15128	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 98 mm	1880 g
IU-15129	310 x 272 x 185 mm	253 x 258 x 150 mm	2130 g
IU-15130	310 x 272 x 235 mm	253 x 258 x 195 mm	2380 g



8 Different Colores



Tapas del Sistema de Barrier

Dimensión	Peso
295 x 280 mm	980 g
Color	Código
Gris	IU-15131
Amarillo	IU-15132
Verde	IU-15133
Azul	IU-15134
Rojo	IU-15135
Negro	IU-15136
Morado	IU-157636
Bronce	IU-157637

Tapas de Seguridad

Dimensión	Peso
317 x 285 mm	700 g
Color	Código
Gris	IU-15060
Amarillo	IU-15061
Verde	IU-15062
Azul	IU-15063
Rojo	IU-15064
Negro	IU-15065
Morado	IU-157422
Bronce	IU-157423

BIO BARRIER

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

Tamaño Extra Grande

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14304	600 x 365 x 105 mm	543 x 350 x 99 mm	2365 g
IU-14305	600 x 365 x 167 mm	543 x 350 x 161 mm	2890 g



Caja (Con Barrier)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-15197	600 x 365 x 105 mm	543 x 350 x 65 mm	3045 g
IU-15198	600 x 365 x 167 mm	543 x 350 x 127 mm	3570 g



8 Different Colores



Tapas del Sistema de Barrier

Dimensión	Peso
583 x 370 mm	2055 g



Color	Código
Gris	IU-15225
Amarillo	IU-15226
Verde	IU-15227
Azul	IU-15228
Rojo	IU-15229
Negro	IU-15230
Morado	IU-157315
Bronce	IU-157316

BIO BARRIER

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

Tamaño Extra Largo

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14804	725 x 275 x 127 mm	670 x 260 x 121 mm	2446 g
IU-62007	725 x 275 x 134 mm	670 x 260 x 128 mm	2503 g
IU-14805	725 x 275 x 191 mm	670 x 260 x 185 mm	2974 g



Caja (Con Barrier)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-15261	725 x 275 x 138 mm	670 x 260 x 104 mm	3150 g
IU-72002	725 x 275 x 145 mm	670 x 260 x 111 mm	3282 g
IU-15262	725 x 275 x 203 mm	670 x 260 x 170 mm	3660 g



8 Different Colores



Dimensión	Peso
710 x 285 mm	2000 g

Tapas del Sistema de Barrier

Color	Código
Gris	IU-15287
Amarillo	IU-15288
Verde	IU-15289
Azul	IU-15290
Rojo	IU-15291
Negro	IU-15292
Morado	IU-72126
Bronce	IU-72127

B³ Barrier

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

8 *Different*
Colores



Los sistemas de contenedores de esterilización modelo B3 de Surgicalmed están diseñados para proporcionar diferentes mecanismos de filtrado en un solo contenedor de esterilización según las preferencias del usuario. Sin comprar una tapa nueva, los usuarios pueden cambiar el sistema de filtrado en la tapa. Los sistemas de contenedores de esterilización modelo B3 de Surgicalmed se pueden utilizar con 3 mecanismos de filtrado diferentes.

Sistema de PTFE: Este mecanismo de filtrado se utiliza con el filtro de teflón de PTFE de 2000 ciclos que el usuario puede cambiar fácilmente como en los contenedores de esterilización basados en filtros de modelo estándar. El filtro utilizado en este sistema es proporcionado solo por Surgicalmed, que se coloca en un cassette.

Sistema de válvulas: El sistema de válvulas se moderniza, el nuevo modelo de sistemas de biobarrera quirúrgica y tiene el mismo principio de funcionamiento. Este sistema funciona con válvula mecánica con presión positiva y negativa ocurrida durante la esterilización en autoclave y se puede utilizar como mínimo 5000 ciclos.

Sistema Bio-Stop: El sistema Bio-Stop es un sistema de inhibición de flujo basado en un principio descubierto por Louis Pasteur. Con una eficiencia de separación de 99.99 A, ofrece una protección significativamente mejor contra microbios y partículas. Este sistema se puede utilizar con un mínimo de 5000 ciclos.

Los sistemas de contenedores de esterilización modelo B3 de Surgicalmed se fabrican en cinco diferentes longitud, anchura y altura. Todos los modelos y tamaños tienen cestas y accesorios específicos que se pueden ver en las siguientes partes. El mecanismo modular de bloqueo automático (bloqueo de term°) que promete garantía de esterilidad y la ventana indicadora que proporciona visibilidad del resultado de la tarjeta indicadora mediante control visual sin abrir la tapa también están disponibles para este modelo de contenedor de esterilización.

Tipos de Contenedor



Caja (Con Sistema)



Caja (No Perforada)

Alturas Estándar



110 mm

135 mm

150 mm

200 mm

260 mm

Dimensiones



1/2 Tamaño Medio

3/4 Cuarto de Tamaño

1/1 Tamaño Completo

Tamaño Extra Grande

Tamaño Extra Largo

Página 58 -59

Página 56 -57

Página 54 -55

Página 60 -61

Página 62 -63

Sistemas de Filtrado

Sistemas VALVE



Icono de Mecanismo



Sistemas VALVE
Piezas del Mecanismo



Sistemas de Filtrado

Sistemas PTFE



Icono de Mecanismo



Sistema PTFE
Piezas del Mecanismo



Sistemas de
Filtrado

BIO-STOP
Sistema PPSU




BIO-STOP Sistema PPSU
Piezas del **Mecanismo**



Sistemas de
Filtrado

BIO-STOP
Sistema aluminio



BIO-STOP Sistema aluminio
Piezas del **Mecanismo**



B³
Barrier

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA
ESTERILIZACIÓN

PTFE  Valve  Biostop

1/1 Tamaño Completo

Tipos de Contenedor



Caja (Con Sistema)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14066	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 90 mm	1945 g
IU-14067	600 x 272 h:116 mm	543 x 258 x 110 mm	2100 g
IU-14068	600 x 272 h:138 mm	543 x 258 x 132 mm	2255 g
IU-14069	600 x 272 h:190 mm	543 x 258 x 184 mm	2655 g
IU-14070	600 x 272 h:235 mm	543 x 258 x 229 mm	3100 g

Caja (Con Sistema)



Exterior Dimensión : 600 x 272		Interior Dimensión : 543 x 258	
--------------------------------	--	--------------------------------	--

PTFE sistema ▶	Código	VALVE sistema ▶	Código	BIO-STOP ppsu ▶	Código	BIO-STOP aluminio ▶	Código	altura exterior / interior		
	IU-15293		IU-15340		IU-15387		IU8-100BA	110 mm	63 mm	
	IU-15294		IU-15341		IU-15388		IU8-101BA	130 mm	81 mm	
	IU-15295		IU-15342		IU-15389		IU8-102BA	150 mm	101 mm	
	IU-15296		IU-15343		IU-15390		IU8-103BA	200 mm	153 mm	
	IU-15297		IU-15344		IU-15391		IU8-104BA	250 mm	199 mm	
Código: IU-13477 Peso: 155 g		Código: IU-13478 Peso: 165 g		Código: IU-13479 Peso: 290 g		Código: IU1-990A Peso: 430 g				

Tapas de Barrier B3

Color	PTFE sistema	VALVE sistema	BIO-STOP ppsu	BIO-STOP aluminio
Gris	IU-15298	IU-15345	IU-15392	IU8-120BA
Amarillo	IU-15299	IU-15346	IU-15393	IU8-121BA
Verde	IU-15300	IU-15347	IU-15394	IU8-122BA
Azul	IU-15301	IU-15348	IU-15395	IU8-123BA
Rojo	IU-15302	IU-15349	IU-15396	IU8-124BA
Negro	IU-15303	IU-15350	IU-15397	IU8-125BA
Morado	IU-15126P	IU-15126V	IU-126B	IU-126BA
Bronce	IU-15127P	IU-15127V	IU-127B	IU-127BA
Peso	1570 g	1600 g	1805 g	2300 g
Dimensión: 585 x 285 mm				

Tapas de Seguridad


Color	Código
Gris	IU-14173
Amarillo	IU-14174
Verde	IU-14175
Azul	IU-14176
Rojo	IU-14177
Negro	IU-14178
Morado	IU-146236
Bronce	IU-146237
Peso : 1050 g	
Dimensión: 606 x 288 mm	



Tipos de Contenedor



Caja (Con Sistema)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14239	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 90 mm	1609 g
IU-14240	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 110 mm	1714 g
IU-14241	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 132 mm	1842 g
IU-146308	475 x 272 x 185 mm	422 x 258 x 179 mm	2117 g



Caja (Con Sistema)



Exterior Dimensión : 475 x 272

Interior Dimensión : 422 x 258

PTFE sistema



Código: IU-13477
Peso: 155 g

Código

IU-15304
IU-15305
IU-15306
IU-303P

VALVE sistema




Código: IU-13478
Peso: 165 g

Código

IU-15351
IU-15352
IU-15353
IU-303V

BIO-STOP ppsu




Código: IU-13479
Peso: 290 g

Código

IU-15398
IU-15399
IU-15400
IU-303B

BIO-STOP aluminio




Código: IU1-990A
Peso: 430 g

Código altura exterior / interior

IU8-300BA 110 mm 63 mm
IU8-301BA 130 mm 81 mm
IU8-302BA 150 mm 101 mm
IU-303BA 197 mm 150 mm

Tapas de Barrier B3




Color	PTFE sistema	VALVE sistema	BIO-STOP ppsu	BIO-STOP aluminio
Gris	IU-15307	IU-15354	IU-15401	IU8-340BA
Amarillo	IU-15308	IU-15355	IU-15402	IU8-341BA
Verde	IU-15309	IU-15356	IU-15403	IU8-342BA
Azul	IU-15310	IU-15357	IU-15404	IU8-343BA
Rojo	IU-15311	IU-15358	IU-15405	IU8-344BA
Negro	IU-15312	IU-15359	IU-15406	IU8-345BA
Morado	IU-346P	IU-346V	IU-346B	IU-346BA
Bronce	IU-347P	IU-347V	IU-347B	IU-347BA
Peso	1030 g	1045 g	1170 g	1385 g
Dimensión: 460 x 285 mm				

Tapas de Seguridad




Color	Código
Gris	IU-14306
Amarillo	IU-14307
Azul	IU-14308
Azul	IU-14309
Rojo	IU-14310
Negro	IU-14311
Morado	IU-146416
Bronce	IU-146417
Peso : 900 g	
Dimensión: 483 x 290 mm	

Tipos de Contenedor



Caja (Con Sistema)



Caja (No Perforada)



8

Different Colores

Caja *(No Perforada)*

Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14412	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 90 mm	1285 g
IU-14413	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 110 mm	1345 g
IU-14414	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 132 mm	1455 g
IU-14415	310 x 272 x 185 mm	253 x 258 x 179 mm	1705 g
IU-14416	310 x 272 x 235 mm	253 x 258 x 229 mm	1955 g

Caja *(Con Sistema)*

Exterior Dimensión : 310 x 272				Interior Dimensión : 253 x 258				
PTFE sistema ▶  Código: IU-13477 Peso: 155 g	Código IU-15313 IU-15314 IU-15315 IU-15316 IU-15317	VALVE sistema ▶  Código: IU-13478 Peso: 165 g	Código IU-15360 IU-15361 IU-15362 IU-15363 IU-15364	BIO-STOP ppsu ▶  Código: IU-13479 Peso: 290 g	Código IU-15407 IU-15408 IU-15409 IU-15410 IU-15411	BIO-STOP aluminio ▶  Código: IU1-990A Peso: 430 g	Código IU8-600BA IU8-601BA IU8-602BA IU8-603BA IU8-604BA	altura exterior / interior 110 mm 63 mm 130 mm 81 mm 150 mm 101 mm 200 mm 153 mm 250 mm 199 mm

Tapas de Barrier B3					Tapas de Seguridad	
Color	PTFE sistema	VALVE sistema	BIO-STOP ppsu	BIO-STOP aluminio	Color	Código
Gris	IU-15318	IU-15365	IU-15412	IU8-630BA	Gris	IU-14495
Amarillo	IU-15319	IU-15366	IU-15413	IU8-631BA	Amarillo	IU-14496
Verde	IU-15320	IU-15367	IU-15414	IU8-632BA	Verde	IU-14497
Azul	IU-15321	IU-15368	IU-15415	IU8-633BA	Azul	IU-14498
Rojo	IU-15322	IU-15369	IU-15416	IU8-634BA	Rojo	IU-14499
Negro	IU-15323	IU-15370	IU-15417	IU8-635BA	Negro	IU-14500
Morado	IU-636P	IU-636V	IU-636B	IU-636BA	Morado	IU-146706
Bronce	IU-637P	IU-637V	IU-637B	IU-637BA	Bronce	IU-146707
Peso	850 g	865 g	985 g	1200 g	Peso : 610 g	
Dimensión: 295 x 280 mm					Dimensión: 317 x 285 mm	

B³
Barrier

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA
ESTERILIZACIÓN

PTFE  Valve  Biostop

Tamaño Extra Grande

Tipos de Contenedor



Caja (Con Sistema)



Caja (No Perforada)



8 Different
Colores





Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14304	600 x 365 x 105 mm	543 x 350 x 99 mm	2271 g
IU-14305	600 x 365 x 167 mm	543 x 350 x 161 mm	2856 g



Caja (Con Sistema)



Exterior Dimensión : 600 x 365		Interior Dimensión : 543 x 350	
--------------------------------	--	--------------------------------	--



PTFE sistema

Código: IU-13477
Peso: 155 g


Código
IU-15324
IU-701P



VALVE sistema

Código: IU-13478
Peso: 165 g


Código
IU-15371
IU-15372



BIO-STOP ppsu

Código: IU-13479
Peso: 290 g

Código
IU-700B
IU-701B




BIO-STOP aluminio

Código: IU1-990A
Peso: 430 g

Código	altura exterior / interior
IU8-700BA	120 mm 69 mm
IU8-701BA	180 mm 131 mm

Tapas de Barrier B3




Color	PTFE sistema	VALVE sistema	BIO-STOP ppsu	BIO-STOP aluminio
 Gris	IU-15326	IU-15373	IU-15420	IU8-326BA
 Amarillo	IU-15327	IU-15374	IU-15421	IU8-327BA
 Verde	IU-15328	IU-328V	IU-15422	IU8-328BA
 Azul	IU-15329	IU-15376	IU-15423	IU8-329BA
 Rojo	IU-15330	IU-15377	IU-15424	IU8-330BA
 Negro	IU-15331	IU-15378	IU-15425	IU8-331BA
 Morado	IU-315P	IU-315V	IU-315B	IU-315BA
 Bronce	IU-316P	IU-316V	IU-316B	IU-316BA
Peso	1830 g	1854 g	2090 g	2347 g
Dimensión: 583 x 370 mm				

Tipos de Contenedor



Caja (Con Sistema)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14804	725 x 275 x 127 mm	670 x 260 x 121 mm	2446 g
IU-62007	725 x 275 x 134 mm	670 x 260 x 128 mm	2503 g
IU-14805	725 x 275 x 191 mm	670 x 260 x 185 mm	2974 g



Caja (Con Sistema)



Exterior Dimensión : 725 x 275

Interior Dimensión : 670 x 260

PTFE sistema ▶



Código: IU-13477

Peso: 155 g

Código

IU-15332

IU-15333

IU-2002P

VALVE sistema ▶



Código: IU-13478

Peso: 165 g


Código

IU-15379

IU-15380

IU8-2002V

BIO-STOP ppsu ▶



Código: IU-13479

Peso: 290 g


Código

IU8-2000B

IU8-2001B

IU8-2002B

BIO-STOP aluminio ▶



Código: IU1-990A

Peso: 430 g

Código altura exterior / interior

IU8-2000BA 138 mm 95 mm

IU8-2002BA 145 mm 102 mm

IU8-2001BA 203 mm 163 mm



8

Different

Colores



Tapas de Barrier B3



Color	PTFE sistema	VALVE sistema	BIO-STOP ppsu	BIO-STOP aluminio
Gris	IU-15334	IU-15381	IU-15428	IU-2120BA
Amarillo	IU-15335	IU-15382	IU-15429	IU-2121BA
Verde	IU-15336	IU-15383	IU-15430	IU-2122BA
Azul	IU-15337	IU-15384	IU-15431	IU-2123BA
Rojo	IU-15338	IU-15385	IU-15432	IU-2124BA
Negro	IU-15339	IU-15386	IU-15433	IU-2125BA
Morado	IU-2126P	IU-2126V	IU-2126B	IU-2126BA
Bronce	IU-2127P	IU-2127V	IU-2127B	IU-2127BA
Peso	1386 g	1810 g	2047 g	2303 g
Dimensión: 710 x 285 mm				

MODELO PPSU

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

6 *Different Colores*

Los sistemas de contenedores de esterilización modelo Surgicalmed PPSU están estructurados con cajas de aluminio y tapas de polímero de alto rendimiento. Los sistemas de contenedores de esterilización modelo PPSU son resistentes a altas temperaturas (hasta 190 ° C), impactos, arañazos, deformaciones, decoloraciones y productos químicos. Las tapas modelo PPSU son más ligeras en comparación con las tapas de aluminio. Como complemento a los seis colores diferentes básicos, estos sistemas de contenedores de esterilización también están disponibles con la opción de tapa transparente que proporciona a los usuarios ver el interior del contenedor sin abrir la tapa.

Los sistemas de contenedores de esterilización modelo PPSU surgicalmed se pueden utilizar con filtro de papel de un solo uso o filtros de teflón de PTFE reutilizables. También se puede fabricar con el modelo Bio-Barrier o Bio-Stop.

Los sistemas de contenedores de esterilización modelo PPSU de Surgicalmed se fabrican en cinco diferentes longitud, anchura y altura. Todos los modelos y tamaños tienen cestas y accesorios específicos que se pueden ver en las siguientes partes. El mecanismo modular de bloqueo automático (thermo lock) que promete garantía de esterilidad y la ventana indicadora que proporciona visibilidad del resultado de la tarjeta indicadora mediante control visual sin abrir la tapa también están disponibles para este modelo de contenedor de esterilización.

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (Con Filtro)



Caja (No Perforada)



Alturas Estándar



110 mm

135 mm

150 mm

200 mm

260 mm

Dimensiones



Modelos de Bio Barrier y Modelos Clásicos

1/1 Tamaño Completo

3/4 Cuarto de Tamaño

1/2 Tamaño Medio

Página 68 -69

Página 70 -71

Página 72 -73

Qué es PPSU?

PPSU es polifenilsulfona, un plástico amorfo. Este material combina una alta temperatura de fusión con una absorción de humedad bastante baja. PPSU tiene una alta resistencia al impacto y resistencia química. El material también es resistente a detergentes y desinfectantes. Tiene una alta temperatura de distorsión térmica de hasta 190 °C y puede esterilizarse fácilmente mediante vapor sobrecalentado.

PPSU Bandejas de Polímero

Realizamos las solicitudes especiales de producción de nuestros clientes de una manera que no viola los derechos internacionales de patentes y propiedad intelectual. De esta manera, aumentamos la flexibilidad y competitividad de nuestros valiosos clientes.




Las Tapas PPSU de Polímero son;

Alta Calidad

Encendedor

Seis colores diferentes

Opción Transparente



Resistente Contra;

- Impacto
- Rascar
- Deformación
- Decoloración
- Calor
- Químico



Preste atención a;

No se deben usar disolventes como acetona, diluyente y gas. Se debe usar agua destilada o agua sin mineral para el último procedimiento de enjuague.

MODELO PPSU

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

1/1 Tamaño Completo

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (Con Filtro)



Caja (No Perforada)



Caja
(No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14066	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 90 mm	1945 g
IU-14067	600 x 272 h:116 mm	543 x 258 x 110 mm	2100 g
IU-14068	600 x 272 h:138 mm	543 x 258 x 132 mm	2255 g
IU-14069	600 x 272 h:190 mm	543 x 258 x 184 mm	2655 g
IU-14070	600 x 272 h:235 mm	543 x 258 x 229 mm	3100 g



Caja
(Con Filtro)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14056	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 78 mm	2200 g
IU-14057	600 x 272 h:116 mm	543 x 258 x 99 mm	2360 g
IU-14058	600 x 272 h:138 mm	543 x 258 x 121 mm	2520 g
IU-14059	600 x 272 h:190 mm	543 x 258 x 173 mm	2975 g
IU-14060	600 x 272 h:235 mm	543 x 258 x 218 mm	3355 g



Caja
(Con Barrier)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14896	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 60 mm	2640 g
IU-14897	600 x 272 h:116 mm	543 x 258 x 76 mm	2840 g
IU-14898	600 x 272 h:138 mm	543 x 258 x 98 mm	2940 g
IU-14899	600 x 272 h:190 mm	543 x 258 x 150 mm	3390 g
IU-14900	600 x 272 h:235 mm	543 x 258 x 195 mm	3780 g



6 Different
Colores

Tapas Perforada

Dimensión	Peso
602 x 285 mm	1385 g



Color	Código
Gris	IU-15500
Amarillo	IU-15501
Azul	IU-15503
Rojo	IU-15504
Negro	IU-15505
Transparente	IU-15798

Tapas del Sistema de Barrier

Dimensión	Peso
602 x 285 mm	1810 g



Color	Código
Gris	IU-15674
Amarillo	IU-15675
Azul	IU-15677
Rojo	IU-15878
Negro	IU-15679
Transparente	IU-15827

MODELO PPSU

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

3/4 Cuarto de Tamaño

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (Con Filtro)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14239	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 90 mm	1670 g
IU-14240	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 110 mm	1760 g
IU-14241	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 132 mm	1895 g
IU-146308	475 x 272 x 185 mm	422 x 258 x 179 mm	2350 g

Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14233	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 78 mm	1795 g
IU-14234	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 99 mm	1885 g
IU-14235	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 121 mm	2020 g
IU-146303	475 x 272 x 190 mm	422 x 258 x 168 mm	2475 g

Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-15003	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 60 mm	2020 g
IU-15004	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 76 mm	2130 g
IU-15005	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 98 mm	2260 g
IU-15006	475 x 272 x 190 mm	422 x 258 x 145 mm	2530 g



6 Different Colores

Tapas Perforada

Dimensión	Peso
477 x 285 mm	1015 g



Color	Código
Gris	IU-15542
Amarillo	IU-15543
Azul	IU-15545
Rojo	IU-15546
Negro	IU-15547
Transparente	IU-15805

Tapas del Sistema de Barrier

Dimensión	Peso
477 x 285 mm	1240 g



Color	Código
Gris	IU-15716
Amarillo	IU-15717
Azul	IU-15719
Rojo	IU-15720
Negro	IU-15721
Transparente	IU-15834

MODELO PPSU

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

1/2 Tamaño Medio

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (Con Filtro)



Caja (No Perforada)



6 Different
Colores



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14412	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 90 mm	1285 g
IU-14413	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 110 mm	1345 g
IU-14414	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 132 mm	1455 g
IU-14415	310 x 272 x 190 mm	253 x 258 x 184 mm	1705 g
IU-14416	310 x 272 x 235 mm	253 x 258 x 229 mm	1955 g



Caja (Con Filtro)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14402	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 78 mm	1400 g
IU-14403	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 99 mm	1460 g
IU-14404	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 121 mm	1570 g
IU-14405	310 x 272 x 190 mm	253 x 258 x 173 mm	1820 g
IU-14406	310 x 272 x 235 mm	253 x 258 x 218 mm	2070 g



Caja (Con Barrier)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-15126	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 60 mm	1710 g
IU-15127	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 76 mm	1770 g
IU-15128	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 98 mm	1880 g
IU-15129	310 x 272 x 190 mm	253 x 258 x 150 mm	2130 g
IU-15130	310 x 272 x 235 mm	253 x 258 x 195 mm	2380 g

Tapas Perforada

Dimensión	Peso
312 x 280 mm	730 g



Color	Código
Gris	IU-15608
Amarillo	IU-15609
Azul	IU-15611
Rojo	IU-15612
Negro	IU-15613
Transparente	IU-15816

Tapas del Sistema de Barrier

Dimensión	Peso
312 x 280 mm	995 g



Color	Código
Gris	IU-15782
Amarillo	IU-15783
Azul	IU-15785
Rojo	IU-15786
Negro	IU-15787
Transparente	IU-15845

ESTÁNDAR

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

8 *Different Colores*



Los sistemas de contenedores modelo estándar de Surgicalmed están diseñados para un flujo de vapor y penetración perfectos para cargas adecuadas a los estándares y se pueden usar con filtros de papel de un solo uso o filtros de teflón de PTFE reutilizables. Los contenedores de esterilización modelo estándar están equipados con asas de transporte recubiertas de silicona que tienen una movilidad de 90 ° y su diseño ergonómico proporciona instalaciones de transporte fáciles y seguras. Las juntas dentro de la tapa y el retenedor del filtro aseguran una estanqueidad perfecta, mientras que el mecanismo de bloqueo de este sistema proporciona un excelente agarre con su estructura flexible.

Los sistemas de contenedores de esterilización de modelo estándar de Surgicalmed se fabrican en cinco diferentes longitudes, anchuras y alturas y se pueden suministrar con cajas perforadas o no perforadas, tapas perforadas y tapas de seguridad para una protección externa efectiva. Estas tapas de seguridad no interfieren con la esterilización y proporcionan protección a la tapa perforada y al sistema de filtro contra objetos duros, líquidos y polvo como segunda tapa. Todos los modelos y tamaños tienen cestas y accesorios específicos que se pueden ver en las siguientes partes. El mecanismo modular de bloqueo automático (thermo lock) que promete garantía de esterilidad y la ventana indicadora que proporciona visibilidad del resultado de la tarjeta indicadora mediante control visual sin abrir la tapa también están disponibles para este modelo de contenedor de esterilización.

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Alturas Estándar



110 mm

135 mm

150 mm

200 mm

260 mm

Dimensiones



1/2 Tamaño Medio

3/4 Cuarto de Tamaño

1/1 Tamaño Completo

Tamaño Extra Grande

Tamaño Extra Largo

Página 80 -81

Página 78 -79

Página 76 -77

Página 82 -83

Página 84 -85

ESTÁNDAR


SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

1/1 Tamaño Completo

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14066	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 90 mm	1945 g
IU-14067	600 x 272 h:116 mm	543 x 258 x 110 mm	2100 g
IU-14068	600 x 272 h:138 mm	543 x 258 x 132 mm	2255 g
IU-14069	600 x 272 h:190 mm	543 x 258 x 184 mm	2655 g
IU-14070	600 x 272 h:235 mm	543 x 258 x 229 mm	3100 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14056	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 78 mm	2200 g
IU-14057	600 x 272 h:116 mm	543 x 258 x 99 mm	2360 g
IU-14058	600 x 272 h:138 mm	543 x 258 x 121 mm	2520 g
IU-14059	600 x 272 h:190 mm	543 x 258 x 173 mm	2975 g
IU-14060	600 x 272 h:235 mm	543 x 258 x 218 mm	3355 g



8 Different Colores

Dimensión	Peso
585 x 285 mm	1370 g
	
Tapas Perforadas	
Color	Código
Gris	IU-14071
Amarillo	IU-14072
Verde	IU-14073
Azul	IU-14074
Rojo	IU-14075
Negro	IU-14076
Morado	IU-146126
Bronce	IU-146127

Dimensión	Peso
585 x 285 mm	1100 g
	
Tapas de Extracción	
Color	Código
Gris	IU-14083
Amarillo	IU-14084
Verde	IU-14085
Azul	IU-14086
Rojo	IU-14087
Negro	IU-14088
Morado	IU-146128
Bronce	IU-146129

Dimensión	Peso
606 x 288 mm	1115 g
	
Tapas de Seguridad	
Color	Código
Gris	IU-14173
Amarillo	IU-14174
Verde	IU-14175
Azul	IU-14176
Rojo	IU-14177
Negro	IU-14178
Morado	IU-146236
Bronce	IU-146237

ESTÁNDAR

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

3/4 Cuarto de Tamaño

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14239	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 90 mm	1670 g
IU-14240	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 110 mm	1760 g
IU-14241	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 132 mm	1895 g
IU-146308	475 x 272 x 185 mm	422 x 258 x 179 mm	2350 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14233	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 78 mm	1795 g
IU-14234	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 99 mm	1885 g
IU-14235	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 121 mm	2020 g
IU-146303	475 x 272 x 190 mm	422 x 258 x 168 mm	2475 g



8 Different Colores



Tapas Perforadas

Dimensión	Peso
460 x 285 mm	1020 g
Color	Código
Gris	IU-14254
Amarillo	IU-14255
Verde	IU-14256
Azul	IU-14257
Rojo	IU-14258
Negro	IU-14259
Morado	IU-146346
Bronce	IU-146347

Tapas de Extracción

Dimensión	Peso
460 x 285 mm	950 g
Color	Código
Gris	IU-14242
Amarillo	IU-14243
Verde	IU-14244
Azul	IU-14245
Rojo	IU-14246
Negro	IU-14247
Morado	IU-146348
Bronce	IU-146349

Tapas de Seguridad

Dimensión	Peso
483 x 290 mm	903 g
Color	Código
Gris	IU-14306
Amarillo	IU-14307
Verde	IU-14308
Azul	IU-14309
Rojo	IU-14310
Negro	IU-14311
Morado	IU-146416
Bronce	IU-146417

ESTÁNDAR


SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

1/2 Tamaño Medio

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14412	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 90 mm	1285 g
IU-14413	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 110 mm	1345 g
IU-14414	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 132 mm	1455 g
IU-14415	310 x 272 x 190 mm	253 x 258 x 184 mm	1705 g
IU-14416	310 x 272 x 235 mm	253 x 258 x 229 mm	1955 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14402	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 78 mm	1400 g
IU-14403	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 99 mm	1460 g
IU-14404	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 121 mm	1570 g
IU-14405	310 x 272 x 185 mm	253 x 258 x 167 mm	1820 g
IU-14406	310 x 272 x 235 mm	253 x 258 x 218 mm	2070 g



8 Different Colores

Dimensión	Peso
295 x 280 mm	765 g

Color	Código
Gris	IU-14423
Amarillo	IU-14424
Verde	IU-14425
Azul	IU-14426
Rojo	IU-14427
Negro	IU-14428
Morado	IU-146636
Bronce	IU-146637

Dimensión	Peso
295 x 280 mm	640 g

Color	Código
Gris	IU-14417
Amarillo	IU-14418
Verde	IU-14419
Azul	IU-14420
Rojo	IU-14421
Negro	IU-14422
Morado	IU-146626
Bronce	IU-146627

Dimensión	Peso
317 x 285 mm	620 g

Color	Código
Gris	IU-14495
Amarillo	IU-14496
Verde	IU-14497
Azul	IU-14498
Rojo	IU-14499
Negro	IU-14500
Morado	IU-146706
Bronce	IU-146707

ESTÁNDAR


SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

Tamaño Extra Grande

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14304	600 x 365 x 105 mm	543 x 350 x 99 mm	2365 g
IU-14305	600 x 365 x 167 mm	543 x 350 x 161 mm	2890 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14302	600 x 365 x 105 mm	543 x 350 x 88 mm	2620 g
IU-14303	600 x 365 x 167 mm	543 x 350 x 150 mm	3145 g



8 Different Colores

Dimensión	Peso
583 x 370 mm	1675 g
Color	Código
Gris	IU-14248
Amarillo	IU-14249
Verde	IU-14250
Azul	IU-14251
Rojo	IU-14252
Negro	IU-14253
Morado	IU-146315
Bronce	IU-146316

Dimensión	Peso
583 x 370 mm	1405 g
Color	Código
Gris	IU-156332
Amarillo	IU-15800
Verde	IU-156334
Azul	IU-156335
Rojo	IU-156336
Negro	IU-156337
Morado	IU-156338
Bronce	IU-156339

ESTÁNDAR


SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

Tamaño Extra Largo

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14804	725 x 275 x 127 mm	670 x 260 x 121 mm	2446 g
IU-62007	725 x 275 x 134 mm	670 x 260 x 128 mm	2503 g
IU-14805	725 x 275 x 191 mm	670 x 260 x 185 mm	2974 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14802	725 x 275 x 127 mm	670 x 260 x 110 mm	2700 g
IU-62002	725 x 275 x 134 mm	670 x 260 x 117 mm	2792 g
IU-14803	725 x 275 x 191 mm	670 x 260 x 173 mm	3230 g



8 Different Colores



Tapas Perforadas

Dimensión	Peso
710 x 285 mm	1572 g
Color	Código
Gris	IU-14830
Amarillo	IU-14831
Verde	IU-14832
Azul	IU-14833
Rojo	IU-14834
Negro	IU-14835
Morado	IU-1462126
Bronce	IU-1462127

Tapas de Extracción

Dimensión	Peso
710 x 285 mm	1287 g
Color	Código
Gris	IU-1462130
Amarillo	IU-1462131
Verde	IU-1462132
Azul	IU-1462133
Rojo	IU-1462134
Negro	IU-1462135
Morado	IU-1462136
Bronce	IU-1462137

MODELO A1

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Los sistemas de contenedores de esterilización modelo Surgicalmed A1 básicamente tienen características similares con los sistemas de contenedores de esterilización modelo estándar. Ha sido diseñado restringiendo algunas características del modelo estándar que no arriesgarán ninguna de las necesidades de esterilización. En comparación con los sistemas de contenedores de esterilización del modelo estándar, no hay una opción de tapa colorida en este modelo y los pares de coloración se llevan a cabo para etiquetar las placas. Se puede suministrar con cinco colores principales a excepción del negro. Además, las asas de este modelo no están recubiertas de silicona y este modelo no se puede suministrar con cajas perforadas y cajas de más de 200 mm de profundidad. Al igual que otros modelos, los sistemas de contenedores de esterilización modelo Surgicalmed A1 se fabrican en tres tamaños diferentes de longitud, anchura y altura. Todos los modelos y tamaños tienen cestas y accesorios específicos que se pueden ver en las siguientes partes.

Tipos de Contenedor



Caja (No Perforada)

5

Different Colores



Dimensiones de Altura Estándar



110 mm

135 mm

150 mm

200 mm

Modelos



1/1 Tamaño Completo

3/4 Cuarto de Tamaño

1/2 Tamaño Medio

Página 88 -89

Página 90 -91

Página 92 -93

MODELO A1

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

1/1 Tamaño Completo

Tipos de Contenedor



Caja (No Perforada)



5 Different Colores



▼ Alturas		▼		Codificación de Colores		▼	
▼ Peso				Caja (No Perforada)			
96 mm	1925 g						
		IU-105-00E	IU-105-01E	IU-105-02E	IU-105-03E	IU-105-04E	
116 mm	2080 g						
		IU-106-00E	IU-106-01E	IU-106-02E	IU-106-03E	IU-106-04E	
138 mm	2235 g						
		IU-107-00E	IU-107-01E	IU-107-02E	IU-107-03E	IU-107-04E	
190 mm	2635 g						
		IU-108-00E	IU-108-01E	IU-108-02E	IU-108-03E	IU-108-04E	

Caja (No Perforada)

Exterior Dimensión

600 x 272 x 96 mm

600 x 272 x 116 mm

600 x 272 x 138 mm

600 x 272 x 190 mm

Interior Dimensión

543 x 258 x 90 mm

543 x 258 x 110 mm

543 x 258 x 132 mm

543 x 258 x 184 mm

Tapas Perforadas	
	
Color	Código
 Gris	IU-146120E
Dimensión	Peso
602 x 285 mm	1355 g

MODELO A1

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

3/4 Cuarto de Tamaño

Tipos de Contenedor



Caja (No Perforada)



5 Different Colores

▼ Alturas ▼ Peso		Caja (No Perforada)					Codificación de Colores				
96 mm 1650 g											
	IU-305-00E	IU-305-01E	IU-305-02E	IU-305-03E	IU-305-04E						
116 mm 1740 g											
	IU-306-00E	IU-306-01E	IU-306-02E	IU-306-03E	IU-306-04E						
138 mm 1875 g											
	IU-307-00E	IU-307-01E	IU-307-02E	IU-307-03E	IU-307-04E						

Caja (No Perforada)	Tapas Perforadas																
<table><tr><th>Exterior Dimensión</th><th>Interior Dimensión</th></tr><tr><td>475 x 272 x 96 mm</td><td>422 x 258 x 90 mm</td></tr><tr><td>475 x 272 x 116 mm</td><td>422 x 258 x 110 mm</td></tr><tr><td>475 x 272 x 138 mm</td><td>422 x 258 x 132 mm</td></tr></table>	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 90 mm	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 110 mm	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 132 mm	<table><tr><th>Color</th><th>Código</th></tr><tr><td>Gris</td><td>IU-146340E</td></tr><tr><th>Dimensión</th><th>Peso</th></tr><tr><td>477 x 285 mm</td><td>1005 g</td></tr></table>	Color	Código	Gris	IU-146340E	Dimensión	Peso	477 x 285 mm	1005 g
Exterior Dimensión	Interior Dimensión																
475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 90 mm																
475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 110 mm																
475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 132 mm																
Color	Código																
Gris	IU-146340E																
Dimensión	Peso																
477 x 285 mm	1005 g																

MODELO A1

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

1/2 Tamaño Medio

Tipos de Contenedor



Caja (No Perforada)



5 Different Colores

▼ Alturas	Caja (No Perforada)				
▼ Peso	Codificación de Colores				
96 mm 1265 g					
	IU-605-00E	IU-605-04E	IU-605-01E	IU-605-02E	IU-605-03E
116 mm 1325 g					
	IU-606-00E	IU-606-01E	IU-606-02E	IU-606-03E	IU-606-04E
138 mm 1435 g					
	IU-607-00E	IU-607-01E	IU-607-02E	IU-607-03E	IU-607-04E
190 mm 1685 g					
	IU-608-00E	IU-608-01E	IU-608-02E	IU-608-03E	IU-608-04E

Caja (No Perforada)		Tapas Perforadas	
Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Color	Código
310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 90 mm	■ Gris	IU-14423
310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 110 mm	Dimensión	Peso
310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 132 mm	312 x 280 mm	750 g
310 x 272 x 190 mm	253 x 258 x 184 mm		

MODELO DE VENTANA

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

El sistema de contenedor de esterilización modelo de ventana Surgicalmed es uno de sus productos patentados. Lo que hace que este modelo sea diferente de los demás es la ventana en la tapa de la que proviene su nombre. Esta ventana está hecha de material transparente PPSU de alto rendimiento que es resistente a altas temperaturas, impactos, arañazos, deformación, decoloración y productos químicos y abre a los usuarios una forma de verificar visualmente el interior del recipiente de esterilización sin abrir la tapa. Las tapas modelo de ventana aseguran una gran estanqueidad debido a su método de ensamblaje especial y al sistema de juntas que contiene. Como no hay un mecanismo de filtrado en la tapa, las cajas de contenedores de esterilización modelo ventana estrictamente perforadas en la parte inferior. En la caja se pueden utilizar filtros de teflón de PTFE de un solo uso o de 2000 ciclos.

Con el fin de permitir el flujo de aire y llegar a la penetración perfecta del vapor, el mecanismo de filtrado de este modelo tiene suficiente espacio. Para ese propósito, este modelo de contenedor de esterilización se suministra con una base de alambre dentro del contenedor como estándar. A excepción de este modelo de contenedor, todas las cajas y tapas de Surgicalmed son compatibles entre sí. Los sistemas de contenedores de esterilización modelo de ventana Surgicalmed se fabrican en cinco diferentes longitud, anchura y altura. Todos los modelos y tamaños tienen cestas y accesorios específicos que se pueden ver en las siguientes partes. El mecanismo modular de bloqueo automático (thermo lock) que promete garantía de esterilidad y la ventana indicadora que proporciona visibilidad del resultado de la tarjeta indicadora mediante control visual sin abrir la tapa también están disponibles para este modelo de contenedor de esterilización.

Tipos de Contenedor



Caja (Con Base de Alambre)

8 Different Colores



Alturas Estándar



111 mm

131 mm

153 mm

205 mm

260 mm

Dimensiones



1/1 Tamaño Completo

3/4 Cuarto de Tamaño

1/2 Tamaño Medio

Página 96 -97

Página 98 -99

Página 100 -101

MODELO DE VENTANA

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

1/1 Tamaño Completo

Tipos de Contenedor



Caja (Con Base de Alambre)



8 Different
Colores



Caja (Con Base de Alambre)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14061	600 x 272 x 111 mm	543 x 258 x 66 mm	2935 g
IU-14062	600 x 272 x 131 mm	543 x 258 x 82 mm	3095 g
IU-14063	600 x 272 x 153 mm	543 x 258 x 104 mm	3255 g
IU-14064	600 x 272 x 205 mm	543 x 258 x 156 mm	3710 g
IU-14065	600 x 272 x 250 mm	543 x 258 x 201 mm	4090 g

Tapas de Ventanas



Color	Código	Color	Código
Gris	IU-14077	Rojo	IU-14081
Amarillo	IU-14078	Negro	IU-14082
Verde	IU-14079	Morado	IU-146126D
Azul	IU-14080	Bronce	IU-146127D
Dimensión	602 x 285 mm	Peso	1305 g

MODELO DE VENTANA

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

3/4 Cuarto de Tamaño

Tipos de Contenedor



Caja (Con Base de Alambre)



8 Different Colores



Caja (Con Base de Alambre)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14236	475 x 272 x 111 mm	422 x 258 x 66 mm	2360 g
IU-14237	475 x 272 x 131 mm	422 x 258 x 82 mm	2450 g
IU-14238	475 x 272 x 153 mm	422 x 258 x 104 mm	2585 g
IU-146303D	475 x 272 x 200 mm	422 x 258 x 151 mm	3040 g

Tapas de Ventanas



Color	Código	Color	Código
Gris	IU-14260	Rojo	IU-14264
Amarillo	IU-14261	Negro	IU-14265
Verde	IU-14262	Morado	IU-146346D
Azul	IU-14263	Bronce	IU-146347D
Dimensión		477 x 285 mm	Peso 1020 g

MODELO DE VENTANA

SISTEMAS DE CONTENEDORES
PARA ESTERILIZACIÓN

1/2 Tamaño Medio

Tipos de Contenedor



Caja (con Base de Alambre)



8 Different Colores



Caja (Con Base de Alambre)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14407	310 x 272 x 111 mm	253 x 258 x 66 mm	1765 g
IU-14408	310 x 272 x 131 mm	253 x 258 x 82 mm	1825 g
IU-14409	310 x 272 x 153 mm	253 x 258 x 104 mm	1935 g
IU-14410	310 x 272 x 205 mm	253 x 258 x 156 mm	2185 g
IU-14411	310 x 272 x 250 mm	253 x 258 x 201 mm	2435 g

Tapas de Ventanas



Color	Código	Color	Código
Gris	IU-14429	Rojo	IU-14433
Amarillo	IU-14430	Negro	IU-14434
Verde	IU-14431	Morado	IU-146636D
Azul	IU-14432	Bronce	IU-146637D
Dimensión	312 x 280 mm	Peso	736 g

MODELO DE PLASMA

BAJA TEMPERATURA SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Los sistemas de contenedores modelo de plasma surgicalmed están diseñados para la esterilización por vapor y plasma (destruyendo los microorganismos por los radicales libres). Los accesorios adecuados como el filtro de papel para vapor o el filtro de polipropileno para plasma la mayoría son elegidos por el usuario de acuerdo con la necesidad. Los contenedores modelo plasma están equipados con asas de transporte que tienen una movilidad de 90 ° y su diseño ergonómico proporciona instalaciones de transporte fáciles y seguras. Las juntas dentro de la tapa y el retenedor del filtro aseguran una estanqueidad perfecta, mientras que el mecanismo de bloqueo de este sistema proporciona un excelente agarre con su estructura flexible.

Los sistemas de contenedores de esterilización modelo plasma Surgicalmed se fabrican con diferentes longitudes, anchuras y alturas y se pueden suministrar con fondo y tapas perforados. Todos los modelos y tamaños tienen cestas y accesorios específicos que se pueden ver en las siguientes partes.

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Alturas y Dimensiones Estándar



110 mm

135 mm

150 mm

200 mm



1/1 Tamaño Completo ▶ 3/4 Cuarto de Tamaño ▶ 1/2 Tamaño Medio ▶ Página 104 - 105

Modelos Especiales



MODELO ENDO

MODELO MINI

MODELO DENTAL

1/2 MODELO DENTAL

Página 108 - 109

Página106 - 107

MODELO DE PLASMA

BAJA TEMPERATURA
SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

1/1 TAMAÑO COMPLETO 3/4 CUARTO DE TAMAÑO 1/2 TAMAÑO MEDIO


Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)

Tapas Perforadas

1/1 TAMAÑO COMPLETO



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU6-100Z	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 90 mm	2200 g
IU6-101Z	600 x 272 x 116 mm	543 x 258 x 99 mm	2360 g
IU6-102Z	600 x 272 x 138 mm	543 x 258 x 121 mm	2520 g

Color	Código
Grey	IU6-120Z
Dimensión	Peso
585 x 285 mm	1370 g

3/4 TRIMESTRE



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU6-300Z	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 78 mm	1795 g
IU6-301Z	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 99 mm	1885 g
IU6-302Z	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 121 mm	2020 g
IU6-303Z	475 x 272 x 185 mm	422 x 258 x 168 mm	2475 g

Color	Código
Gris	IU6-340Z
Dimensión	Peso
460 x 285 mm	1020 g

1/2 TAMAÑO MEDIO



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU6-600Z	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 78 mm	1400 g
IU6-601Z	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 99 mm	1460 g
IU6-602Z	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 121 mm	1570 g

Color	Código
Gris	IU6-630Z
Dimensión	Peso
295 x 280 mm	765 g

MODELO DE PLASMA

BAJA TEMPERATURA
SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Modelo Mini Modelo Dental 1/2 Modelo Dental

Tipos de Contenedor




Caja (Perforada)



Caja (Perforada)

Tapas Perforadas

MODELO DENTAL



Código	Exterior Dimensión	Peso
IU-1860Z	323 x 186 x 43 mm	493 g
IU-1861Z	323 x 186 x 58 mm	535 g
IU-1862Z	323 x 186 x 122 mm	745 g

Color	Código
Gris	IU-1880Z
Dimensión	Peso
325 x 192 mm	638 g


1/2 MODELO DENTAL



Código	Exterior Dimensión	Peso
IU-1560Z	227 x 162 x 57 mm	386 g
IU-1561Z	227 x 162 x 88 mm	463 g
IU-1562Z	227 x 162 x 122 mm	525 g

Color	Código
Gris	IU-1570Z
Dimensión	Peso
220 x 170 mm	488 g

MODELO MINI



Código	Exterior Dimensión	Peso
IU-1960Z	315 x 132 x 32 mm	338 g
IU-1961Z	315 x 132 x 63 mm	432 g
IU-1962Z	315 x 132 x 92 mm	523 g

Color	Código
Gris	IU-1970Z
Dimensión	Peso
320 x 142 mm	513 g

MODELO DE PLASMA

BAJA TEMPERATURA
SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Modelo Endo

Tipos de Contenedor




Caja (Perforada)



Caja (Perforada)

Tapas Perforadas



Código	Exterior Dimensión	Peso
IU-61100Z	528 x 145 x 66 mm	676 g
IU-61101Z	528 x 145 x 88 mm	786 g

Color	Código
— Gris	IU-61000Z
Dimensión	Peso
532 x 160 mm	795 g

DENTAL, MINI & ESPECIALES MODELOS

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Como una adición a todos los tamaños estándar, Surgicalmed también proporciona contenedores más pequeños como Mini, Large Dental, Dental, 1/2 Dental, Flat, Endo, Implant, Scopy y Mini Implant Model para la preparación de muchas cirugías como cirugías dentales o micro.

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



Modelos



MODELO DENTAL GRANDE ▶ Página 112 -113



MODELO DENTAL ▶ Página 114 -115



1/2 MODELO DENTAL ▶ Página 116 -117



MODELO ENDO ▶ Página 118 -119



MODELO MINI ▶ Página 120 -121



MODELO PLANO ▶ Página 122 -123



MODELO DE IMPLANTE ▶ Página 124



MODELO MINI IMPLANTE ▶ Página 125



MODELO SCOPY ▶ Página 126 -127

DENTAL GRANDE

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA
ESTERILIZACIÓN

Tipos de Contenedor



Caja (No Perforada)



8 Different
Colores



Alturas Estándar



115 mm



130 mm



150 mm



Caja (No
Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14597	380 x 244 x 100 mm	330 x 234 x 94 mm	1350 g
IU-14598	380 x 244 x 116 mm	330 x 234 x 112 mm	1465 g
IU-14599	380 x 244 x 138 mm	330 x 234 x 130 mm	1600 g

Dimensión Peso
365 x 255 mm 835 g



Color	Código
Gris	IU-14600
Amarillo	IU-14601
Verde	IU-14602
Azul	IU-14603
Rojo	IU-14604
Negro	IU-14605
Morado	IU6-1686
Bronce	IU6-1687

Dimensión Peso
380 x 255 mm 1020 g



Color	Código
Gris	IU-15237
Amarillo	IU-15238
Verde	IU-15239
Azul	IU-15240
Rojo	IU-15241
Negro	IU-15242
Morado	IU7-1686
Bronce	IU7-1687

MODELO DENTAL

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)

Alturas Estándar



55 mm



70 mm



100 mm



135 mm



8 Different Colores



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14715	320 x 186 x 43 mm	281 x 184 x 38 mm	360 g
IU-14716	320 x 186 x 59 mm	281 x 184 x 54 mm	425 g
IU6-1868	320 x 186 x 102 mm	281 x 184 x 98 mm	560 g
IU-14717	320 x 186 x 122 mm	281 x 184 x 118 mm	634 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14712	320 x 186 x 43 mm	281 x 184 x 28 mm	500 g
IU-14713	320 x 186 x 58 mm	281 x 184 x 46 mm	550 g
IU6-1863	320 x 186 x 102 mm	281 x 184 x 93 mm	695 g
IU-14714	320 x 186 x 122 mm	281 x 184 x 110 mm	755 g



Caja (Con Barrier)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU7-1861	320 x 186 x 69 mm	281 x 184 x 35 mm	765 g
IU7-1862	320 x 186 x 112 mm	281 x 184 x 79 mm	910 g
IU7-1863	320 x 186 x 132 mm	281 x 184 x 99 mm	984 g

Tapas Perforadas

Dimensión	Peso
325 x 192 mm	638 g



Color	Código
Gris	IU-14724
Amarillo	IU-14725
Verde	IU-14726
Azul	IU-14727
Rojo	IU-14728
Negro	IU-14729
Morado	IU6-1886
Bronce	IU6-1887

Tapas de Extracción

Dimensión	Peso
325 x 192 mm	500 g



Color	Código
Gris	IU-14718
Amarillo	IU-14719
Verde	IU-14720
Azul	IU-14721
Rojo	IU-14722
Negro	IU-14723
Morado	IU6-1876
Bronce	IU6-1877

Tapas de Barrier

Dimensión	Peso
325 x 192 mm	862 g



Color	Código
Gris	IU-15249
Amarillo	IU-15250
Verde	IU-15251
Azul	IU-15252
Rojo	IU-15253
Negro	IU-15254
Morado	IU7-1886
Bronce	IU7-1887

1/2 MODELO DENTAL

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Tipos de Contenedor




Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)

Dimensiones de Altura Estándar



63 mm



100 mm



130 mm



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14564	227 x 162 x 57 mm	190 x 158 x 48 mm	245 g
IU-14565	227 x 162 x 88 mm	190 x 158 x 88 mm	335 g
IU-14566	227 x 162 x 122 mm	190 x 158 x 118 mm	410 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14561	227 x 162 x 57 mm	190 x 158 x 40 mm	385 g
IU-14562	227 x 162 x 88 mm	190 x 158 x 80 mm	440 g
IU-14563	227 x 162 x 122 mm	190 x 158 x 110 mm	545 g



8 Different Colores



Dimensión	Peso
232 x 174 mm	495 g
Color	Código
Gris	IU-14567
Amarillo	IU-14568
Verde	IU-14569
Azul	IU-14570
Rojo	IU-14571
Negro	IU-14572
Morado	IU6-1576
Bronce	IU6-1577

Dimensión	Peso
232 x 174 mm	360 g
Color	Código
Gris	IU-14573
Amarillo	IU-14574
Verde	IU-14575
Azul	IU-14576
Rojo	IU-14577
Negro	IU-14578
Morado	IU6-1586
Bronce	IU6-1587

MODELO ENDO

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Tipos de Contenedor



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)



8 Different Colores





Caja (No perforada)



Código	Exterior Dimensión	Weight
IU6-1105	528 x 145 x 66 mm	675 g
IU6-1106	528 x 145 x 88 mm	805 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Peso
IU6-1100	528 x 145 x 66 mm	690 g
IU6-1100Z	528 x 145 x 88 mm	885 g



Dimensión

532 x 160 mm

Peso

775 g

Tapas Perforada



Color	Código
Gris	IU6-1000
Amarillo	IU6-1001
Verde	IU6-1002
Azul	IU6-1003
Rojo	IU6-1004
Negro	IU6-1005
Morado	IU6-1006
Bronce	IU6-1007

MODELO MINI

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)

Alturas Estándar



45 mm



70 mm



100 mm

Opciones de Bio Barrier de 2 dimensiones



8 Different Colores



Caja (No Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14787	315 x 132 x 32 mm	273 x 128 x 30 mm	232 g
IU-14788	315 x 132 x 63 mm	273 x 128 x 58 mm	315 g
IU-14789	315 x 132 x 92 mm	273 x 128 x 90 mm	419 g



Caja (Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14784	315 x 132 x 32 mm	273 x 128 x 18 mm	350 g
IU-14785	315 x 132 x 63 mm	273 x 128 x 48 mm	440 g
IU-14786	315 x 132 x 92 mm	273 x 128 x 78 mm	523 g



Caja (Con Barrier)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU7-1961	315 x 132 x 73 mm	273 x 128 x 39 mm	665 g
IU7-1962	315 x 132 x 102 mm	273 x 128 x 71 mm	769 g

Tapas Perforada

Dimensión	Peso
315 x 140 mm	510 g



Color	Código
Gris	IU-14790
Amarillo	IU-14791
Verde	IU-14792
Azul	IU-14793
Rojo	IU-14794
Negro	IU-14795
Morado	IU6-1976
Bronce	IU6-1977

Tapas de Extracción

Dimensión	Peso
315 x 140 mm	380 g



Color	Código
Gris	IU-14796
Amarillo	IU-14797
Verde	IU-14798
Azul	IU-14799
Rojo	IU-14800
Negro	IU-14801
Morado	IU6-1986
Bronce	IU6-1987

Tapas de Barrier

Dimensión	Peso
315 x 142 mm	680 g



Color	Código
Gris	IU-15255
Amarillo	IU-15256
Verde	IU-15257
Azul	IU-15258
Rojo	IU-15259
Negro	IU-15260
Morado	IU7-1976
Bronce	IU7-1977

MODELO PLANO

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Tipos de Contenedor



Caja (Con Barrier)



Caja (Perforada)



Caja (No Perforada)

Alturas Estándar



75 mm


90 mm

Opciones de Bio Barrier de 2 dimensiones



8

Different
Colores



Caja
(No
Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14644	295 x 270 x 60 mm	258 x 260 x 56 mm	650 g
IU-14645	295 x 270 x 72 mm	258 x 260 x 66 mm	720 g



Caja
(Perforada)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU-14642	295 x 270 x 60 mm	258 x 260 x 40 mm	740 g
IU-14643	295 x 270 x 72 mm	258 x 260 x 52 mm	825 g



Caja
(Con Barrier)



Código	Exterior Dimensión	Interior Dimensión	Peso
IU7-1770	295 x 270 x 72 mm	258 x 260 x 37 mm	964 g
IU7-1771	295 x 270 x 84 mm	258 x 260 x 47 mm	987 g

Tapas Perforada		Tapas de Extracción		Tapas Bio Barrier		Tapas de Seguridad		Para Bio Barrier Tapas de Seguridad	
Dimensión	Peso	Dimensión	Peso	Dimensión	Peso	Dimensión	Peso	Dimensión	Peso
295 x 280 mm	730 g	295 x 280 mm	610 g	295 x 280 mm	955 g	317 x 285 mm	610 g	317 x 285 mm	700 g
Color	Código	Color	Código	Color	Código	Color	Código	Color	Código
Gris	IU-14646	Gris	IU-14652	Gris	IU-15243	Gris	IU-14501	Gris	IU-15231
Amarillo	IU-14647	Amarillo	IU-14653	Amarillo	IU-15244	Amarillo	IU-14502	Amarillo	IU-15232
Verde	IU-14648	Verde	IU-14654	Verde	IU-15245	Verde	IU-14503	Verde	IU-15233
Azul	IU-14649	Azul	IU-14655	Azul	IU-15246	Azul	IU-14504	Azul	IU-15234
Rojo	IU-14650	Rojo	IU-14656	Rojo	IU-15247	Rojo	IU-14505	Rojo	IU-15235
Negro	IU-14651	Negro	IU-14657	Negro	IU-15248	Negro	IU-14506	Negro	IU-15236
Morado	IU6-1786	Morado	IU6-1796	Morado	IU7-1786	Morado	IU6-1424	Morado	IU7-1424
Bronce	IU6-1787	Bronce	IU6-1797	Bronce	IU7-1787	Bronce	IU6-1425	Bronce	IU7-1425


MODELO DE IMPLANTE

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Tipos de Cajas y Tapas

- **Tapa Perforada**
Caja No Perforada
- **Tapa Perforada**
Caja Perforada
- **Tapa No Perforada**
Caja No Perforada

Todas las medidas de contenedor cubren el tamaño exterior de las tapas.



8 Different
Colores



Dimensión	Modelos de Implantes	Tapa Perforada Caja No Perforada Tapa Perforada Caja Perforada Tapa No Perforada Caja No Perforada			
300 x 150 x 75 mm		Color	Código	Código	Código
		Negro	IU-13846	IU-13858	IU-13870
		Rojo	IU-13847	IU-13859	IU-13871
		Azul	IU-13848	IU-13860	IU-13872
		Verde	IU-13849	IU-13861	IU-13873
		Amarillo	IU-13850	IU-13862	IU-13874
		Gris	IU-13851	IU-13863	IU-13875
		Morado	IU-15799	IU5-052	IU5-056
500 x 170 x 75 mm		Bronce	IU-15801	IU5-053	IU5-057
		Color	Código	Código	Código
		Negro	IU-13852	IU-13864	IU-13876
		Rojo	IU-13853	IU-13865	IU-13877
		Azul	IU-13854	IU-13866	IU-13878
		Verde	IU-13855	IU-13867	IU-13879
		Amarillo	IU-13856	IU-13868	IU-13880
		Gris	IU-13857	IU-13869	IU-13881
		Morado	IU5-050	IU5-054	IU5-058
		Bronce	IU5-051	IU5-055	IU5-059

Dimensión	Modelos de Mini Implantes	Tapa Perforada Caja No Perforada Tapa Perforada Caja Perforada Tapa No Perforada Caja No Perforada			
160 x 72 x 57 mm		Color	Código	Código	Código
		Negro	IU-13930	IU-13942	IU-13954
		Rojo	IU-13931	IU-13943	IU-13955
		Azul	IU-13932	IU-13944	IU-13956
		Verde	IU-13933	IU-13945	IU-13957
		Amarillo	IU-13934	IU-13946	IU-13958
		Gris	IU-13935	IU-13947	IU-13959
		Morado	IU5-236	IU5-240	IU5-244
200 x 147 x 57 mm		Bronce	IU5-237	IU5-241	IU5-245
		Color	Código	Código	Código
		Black	IU-13936	IU-13948	IU-13960
		Rojo	IU-13937	IU-13949	IU-13961
		Azul	IU-13938	IU-13950	IU-13962
		Verde	IU-13939	IU-13951	IU-13963
		Amarillo	IU-13940	IU-13952	IU-13964
		Gris	IU-13941	IU-13953	IU-13965
		Morado	IU5-238	IU5-242	IU5-246
		Bronce	IU5-239	IU5-243	IU5-247

MODELO SCOPY


SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Tipos de Cajas y Tapas

 **Tapa Perforada**
Caja No Perforada


 **Tapa Perforada**
Caja Perforada

Todas las medidas de contenedor cubren el tamaño exterior de las tapas.




8 **Different**
Colores



Dimensión	Modelos Scopy		
		Tapa Perforada Caja No Perforada	Tapa Perforada Caja Perforada
			
260 x 70 x 60 mm		Color	Código
		 Negro	IU-13882 IU-13894
		 Rojo	IU-13883 IU-13895
		 Azul	IU-13884 IU-13896
		 Verde	IU-13885 IU-13897
		 Amarillo	IU-13886 IU-13898
		 Gris	IU-13887 IU-13899
		 Morado	IU5-084 IU5-088
455 x 80 x 70 mm		 Bronce	IU5-085 IU5-089
		Color	Código
		 Negro	IU-13888 IU-13900
		 Rojo	IU-13889 IU-13901
		 Azul	IU-13890 IU-13902
		 Verde	IU-13891 IU-13903
		 Amarillo	IU-13892 IU-13904
		 Gris	IU-13893 IU-13905
		 Morado	IU5-086 IU5-090
		 Bronce	IU5-087 IU5-091



Dimensión	Modelos Scopy		
		Tapa Perforada Caja No Perforada	Tapa Perforada Caja Perforada
			
275 x 70 x 65 mm		Color	Código
		 Negro	IU-13906 IU-13918
		 Rojo	IU-13907 IU-13919
		 Azul	IU-13908 IU-13920
		 Verde	IU-13909 IU-13921
		 Amarillo	IU-13910 IU-13922
		 Gris	IU-13911 IU-13923
		 Morado	IU5-127 IU5-131
470 x 82 x 74 mm		 Bronce	IU5-128 IU5-132
		Color	Código
		 Negro	IU-13912 IU-13924
		 Rojo	IU-13913 IU-13925
		 Azul	IU-13914 IU-13926
		 Verde	IU-13915 IU-13927
		 Amarillo	IU-13916 IU-13928
		 Gris	IU-13917 IU-13929
		 Morado	IU5-129 IU5-133
		 Bronce	IU5-130 IU5-134




CESTAS

Las cestas son los principales componentes complementarios de los sistemas de contenedores y son necesarias para un contenedor completo. Surgicalmed se ha centrado en 3 modelos principales en la producción de cestas. Dos de estos modelos son la cesta de alambre y la cesta de lámina perforada. El tercer modelo es una combinación de estos dos modelos con placas metálicas perforadas en los lados y con malla de alambre en la parte inferior. Surgicalmed tiene el modelo y los tamaños de las cestas en su producción estándar que atraen a todos los modelos y tamaños de contenedores. Además, garantiza la producción de cestas en tamaños demandados además de la producción estándar.

El diámetro estándar del alambre utilizado en la producción de cestas es de 1 mm y la distancia de malla es de 4 mm. Pero esta distancia también se puede organizar de acuerdo con las demandas especiales. Además, Surgicalmed fabrica cestas de malla fina para instrumentos pequeños, cestas de lavandería y cestas endoscópicas. Estas cestas también se pueden producir en tamaños demandados y distancias de malla.

Por favor, póngase en contacto con nuestra empresa para cualquier cesta de producción especial.



Para 1/1 Modelos



Caja
Altura del Soporte: 10 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13714	540 x 253 x 40 mm
IU-13715	540 x 253 x 60 mm
IU-13716	540 x 253 x 80 mm
IU-13717	540 x 253 x 110 mm

Código	Exterior Dimensión
IU-13718	485 x 253 x 40 mm
IU-13719	485 x 253 x 60 mm
IU-13720	485 x 253 x 80 mm
IU-13721	485 x 253 x 110 mm

Para 1/1 Modelos



Tapa



Código	Dimensión
IU-13733	542 x 256 x 4 mm

Código	Dimensión
IU-13734	487 x 256 x 4 mm



Para 3/4 Modelos



Caja
Altura del Soporte: 10 mm

Para1/2 Modelos



Caja
Altura del Soporte: 10 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13722	405 x 253 x 40 mm
IU-13723	405 x 253 x 60 mm
IU-13724	405 x 253 x 80 mm
IU-13725	405 x 253 x 110 mm

Para 3/4 Modelos



Tapa



Código	Exterior Dimensión
IU-13735	407 x 256 x 4 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13726	244 x 253 x 40 mm
IU-13727	244 x 253 x 60 mm
IU-13728	244 x 253 x 80 mm
IU-13729	244 x 253 x 110 mm

Para1/2 Modelos



Tapa



Código	Exterior Dimensión
IU-13736	247 x 256 x 4 mm

Para Modelos Extra Largos



Caja
Altura del Soporte: 10 mm

Código	Exterior Dimensión
IU-13687	665 x 253 x 40 mm
IU-13688	665 x 253 x 60 mm
IU-13689	665 x 253 x 80 mm
IU-13690	665 x 253 x 110 mm

Para Modelos Extra Largos



Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13686	667 x 256 x 4 mm

Para Modelos Extra Grandes



Caja
Altura del Soporte: 10 mm


Código	Exterior Dimensión
IU3-705	533 x 340 x 40 mm
IU3-706	533 x 340 x 60 mm
IU3-707	533 x 340 x 80 mm
IU3-708	533 x 340 x 110 mm

Para Modelos Extra Grandes




Tapa


Código	Exterior Dimensión
IU3-709	539 x 346 x 4 mm




▼ Para Modelos Dentales Grandes



Código	Exterior Dimensión
IU-13744	320 x 220 x 60 mm
IU-13745	320 x 220 x 80 mm
IU-13746	320 x 220 x 110 mm




Código	Exterior Dimensión
IU-13741	322 x 223 x 63 mm
IU-13742	322 x 223 x 83 mm
IU-13743	322 x 223 x 113 mm




Código	Exterior Dimensión
IU-13747	322 x 223 x 4 mm


▼ Para Modelos Dentales



Código	Exterior Dimensión
IU-13730	275 x 175 x 45 mm
IU-13731	275 x 175 x 105 mm




Código	Exterior Dimensión
IU-13711	277 x 178 x 50 mm
IU-13712	277 x 178 x 110 mm




Código	Exterior Dimensión
IU-13737	277 x 178 mm


▼ Para Modelos Mini



Código	Exterior Dimensión
IU-13732	265 x 125 x 55 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13713	267 x 127 x 60 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13738	267 x 127 mm

Soporte




Código IU-13739 Altura 20 mm




Código IU-13740 Altura 10 mm



Código IU-15450 Altura 5 mm



Nuestras cestas de malla de alambre y láminas perforadas se pueden fabricar en cualquier tamaño.



Póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada.



Código	Exterior Dimensión
IU-787	138 x 124 x 48 mm

Sin sistemas de fijación de silicio



Código	Exterior Dimensión
IU-788	146 x 46 x 28 mm

Sin sistemas de fijación de silicio



Código	Exterior Dimensión
IU-789	86 x 46 x 28 mm

Sin sistemas de fijación de silicio
Fondo 2 mm , tapa 4 mm perforación



Código	Exterior Dimensión
IU-780K	274 x 180 x 34 mm

Cesta con sistemas de fijación de silicio
Capacidad para 17 instrumentos Ø 5 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-780	274 x 180 x 32 mm

Sin sistemas de fijación de silicio



Código	Exterior Dimensión
IU-786K	191 x 130 x 36 mm

Cesta con sistemas de fijación de silicio
Capacidad para 12 instrumentos de Ø 5 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-786	191 x 130 x 34 mm

Sin sistemas de fijación de silicio



Código	Exterior Dimensión
IU-781K	274 x 180 x 44 mm

Cesta con sistemas de fijación de silicio
Capacidad para 17 instrumentos Ø 5 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-781	274 x 180 x 42 mm

Código	Exterior Dimensión
IU-782	274 x 180 x 62 mm

Sin sistemas de fijación de silicio



Código	Exterior Dimensión
IU-790K	186 x 72 x 24 mm

Bandeja con sistemas de fijación de silicio
Capacidad para 5 instrumentos



Código	Exterior Dimensión
IU-791K	186 x 99 x 24 mm

Bandeja con sistemas de fijación de silicio
Capacidad para 7 instrumentos



Código	Exterior Dimensión
IU-783K	274 x 88 x 46 mm

Cesta con sistemas de fijación de silicio
Capacidad para 8 instrumentos de Ø 5 mm



Código	Exterior Dimensión
IU3-784K	240 x 76 x 30 mm

Cesta con alfombrilla de silicona azul



Código	Exterior Dimensión
IU-792K	186 x 137 x 24 mm

Bandeja con sistemas de fijación de silicio
Capacidad para 10 instrumentos



Código	Exterior Dimensión
IU-793K	286 x 192 x 34 mm

Bandeja con sistemas de fijación de silicio
Capacidad para 20 instrumentos



Código	Exterior Dimensión
IU-785K	188 x 86 x 36 mm

Cesta con sistemas de fijación de silicio
Capacidad para 8 instrumentos de Ø 5 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-785	188 x 86 x 32 mm



Cesta con alfombrilla de silicona azul

▽ CESTA HECHA DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE

CESTAS
SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN

Rejilla de Malla

Tamaño Real



Código	Exterior Dimensión
IU-13520	246 x 246 x 30 mm
IU-13521	246 x 246 x 50 mm
IU-13523	246 x 246 x 70 mm
IU-13525	246 x 246 x 100 mm

Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13790	246 x 246 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13630	405 x 245 x 30 mm
IU-13631	405 x 245 x 50 mm
IU-13633	405 x 245 x 70 mm
IU-13635	405 x 245 x 100 mm

Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13781	405 x 245 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13501	480 x 245 x 30 mm
IU-13502	480 x 245 x 50 mm
IU-13504	480 x 245 x 70 mm
IU-13506	480 x 245 x 100 mm

Tapa


Código	Exterior Dimensión
IU-13772	485 x 245 x 5 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13508	540 x 245 x 30 mm
IU-13509	540 x 245 x 50 mm
IU-13511	540 x 245 x 70 mm
IU-13513	540 x 245 x 100 mm

Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13763	540 x 245 x 5 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13837	323 x 222 x 50 mm
IU-13838	323 x 222 x 70 mm
IU-13839	323 x 222 x 100 mm



Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13843	323 x 222 x 5 mm




Código	Exterior Dimensión
IU-13661	533 x 337 x 50 mm
IU-13662	533 x 337 x 70 mm
IU-13663	533 x 337 x 100 mm



Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13832	533 x 337 x 5 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13674	665 x 250 x 50 mm
IU-13675	665 x 250 x 70 mm
IU-13676	665 x 250 x 100 mm



Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13836	665 x 250 x 5 mm



Rejilla de Malla


Tamaño Real

Caja Con Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13628	268 x 127 x 47 mm

Caja

Código	Exterior Dimensión
IU-13797	268 x 117 x 43 mm



Rejilla de Malla

Tamaño Real

Caja Con Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13681	270 x 175 x 45 mm

Caja

Código	Exterior Dimensión
IU-13796	270 x 170 x 38 mm

Caja Con Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13629	175 x 153 x 45 mm

Caja

Código	Exterior Dimensión
IU-13798	175 x 144 x 40 mm

Rejilla de Malla

Tamaño Real

Caja Con Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13807	30 x 30 x 30 mm
IU-13808	40 x 40 x 20 mm
IU-13809	40 x 40 x 40 mm
IU-13810	60 x 60 x 20 mm
IU-13811	60 x 60 x 40 mm
IU-13812	60 x 60 x 60 mm
IU-13813	80 x 80 x 20 mm
IU-13814	80 x 40 x 40 mm
IU-13815	80 x 80 x 40 mm

Caja on Tapa

Código	Exterior Dimensión
IU-13816	80 x 80 x 60 mm
IU-13817	80 x 80 x 80 mm
IU-13818	100 x 100 x 10 mm
IU-13819	120 x 120 x 30 mm
IU-13820	120 x 120 x 60 mm
IU-13821	120 x 120 x 80 mm
IU-13822	240 x 240 x 30 mm
IU-13823	240 x 240 x 60 mm
IU-13824	240 x 240 x 80 mm
IU-13825	240 x 240 x 100 mm

BASE DE ALAMBRE

Código	Exterior Dimensión
IU-13500	545 x 255 x 30 mm

Código	Exterior Dimensión
IU-13639	405 x 255 x 30 mm

Código	Exterior Dimensión
IU-13517	255 x 255 x 30 mm

138

139

CESTAS

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA
ESTERILIZACIÓN




CESTAS

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA
ESTERILIZACIÓN




CESTAS DE LAVANDERÍA




Código	Exterior Dimensión
IU-13799	600 x 400 x 150 mm
IU-13800	600 x 400 x 300 mm

Código	Exterior Dimensión
IU-13801	600 x 400 x 150 mm
IU-13802	600 x 400 x 300 mm

CESTAS STE



Estándar



Acceso frontal

Código	Exterior Dimensión
IU3-1206	575 x 280 x 135 mm
IU3-1207	575 x 280 x 265 mm


Código	Exterior Dimensión
IU3-1208	575 x 280 x 265 mm

CESTAS DE RED DE ALAMBRE



Código	Exterior Dimensión
IU3-1200	250 x 170 x 70 mm
IU3-1201	340 x 250 x 70 mm
IU3-1202	450 x 340 x 70 mm

TAPA PARA CESTAS DE RED DE ALAMBRE



Código	Exterior Dimensión
IU3-1203	250 x 170 mm
IU3-1204	340 x 250 mm
IU3-1205	450 x 340 mm


CESTAS SPRI




Marco Doble con Asa Plegable

Código	Exterior Dimensión
IU3-1210	585 x 395 x 100 mm
IU3-1211	585 x 395 x 195 mm


Con un Solo Marco




Código	Exterior Dimensión
IU3-1230	600 x 300 x 40 mm
IU3-1231	600 x 300 x 50 mm
IU3-1232	600 x 300 x 100 mm
IU3-1233	600 x 300 x 130 mm
IU3-1234	600 x 300 x 150 mm
IU3-1235	600 x 300 x 180 mm
IU3-1236	600 x 300 x 200 mm
IU3-1237	600 x 400 x 100 mm
IU3-1238	600 x 400 x 130 mm
IU3-1239	600 x 400 x 150 mm
IU3-1240	600 x 400 x 180 mm
IU3-1241	600 x 400 x 200 mm



Malla de alambre de 304 ss




Código	Exterior Dimensión
IU-13792	670 x 80 x 52 mm
IU-13793	460 x 80 x 52 mm
IU-13794	290 x 80 x 52 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13795	640 x 150 x 77 mm



Código	Exterior Dimensión
IU3-1054	492 x 134 x 55 mm
IU-15811	492 x 134 x 65 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13826	245 x 130 x 55 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13827	245 x 130 x 70 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13828	245 x 130 x 105 mm






TUBO DE LAVADO PARA K-WIRES

Los sistemas de tubos de lavado Surgicalmed están diseñados para mantener de forma segura, lavar y esterilizar de manera segura los K-Wires utilizados especialmente en cirugía ortopédica (traumatológica).



Código	Exterior Dimensión
IU-13844	460 x 100 x 64 mm

Cesta de acero inoxidable K-Wires con tapa.




Código	Exterior Dimensión
IU-13845	265 x 72 x 64 mm


Cesta de acero inoxidable K-Wires con tapa.

TUBO DE LAVADO PARA K-WIRES

Los sistemas de tubos de lavado Surgicalmed están diseñados para mantener de forma segura, lavar y esterilizar de manera segura los K-Wires utilizados especialmente en cirugía ortopédica (traumatológica). Los sistemas de tubos de lavado Surgicalmed tienen un diseño especial para obtener la máxima eficiencia. La parte divisoria dentro del tubo proporciona protección de 4 cables de diámetro diferente sin entremezclarse. Con la ayuda de un tubo interior colocado en el centro del divisor, el agua a alta presión que viene de la lavadora fluye de adentro hacia afuera. De esta manera, los cables dentro del tubo se lavan por flujo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro y el proceso de desinfección se completa de manera eficiente.



- El sistema tiene 2 longitudes diferentes como opción.
- Cada tubo tiene 4 tanques diferentes para 4 diámetros diferentes cables.
- The system has been designed suitable for 12 different diameter from 0,6 mm to 3 mm.



Código	Longitud	Diámetros de Alambre Adecuados
IU-15434	150 mm	Ø 0,60 mm Ø 0,80 mm Ø 1,00 mm Ø 1,20 mm
IU-15435	150 mm	Ø 1,25 mm Ø 1,40 mm Ø 1,50 mm Ø 1,60 mm
IU-15436	150 mm	Ø 1,80 mm Ø 2,00 mm Ø 2,50 mm Ø 3,00 mm
IU-15437	300 mm	Ø 0,60 mm Ø 0,80 mm Ø 1,00 mm Ø 1,20 mm
IU-15438	300 mm	Ø 1,25 mm Ø 1,40 mm Ø 1,50 mm Ø 1,60 mm
IU-15439	300 mm	Ø 1,80 mm Ø 2,00 mm Ø 2,50 mm Ø 3,00 mm



ACCESORIOS

MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO MODULAR

Qué es el Mecanismo de Bloqueo Automático?

El mecanismo de bloqueo automático es un sistema de bloqueo automático sensible al calor desarrollado para facilitar el control de la esterilización por parte del departamento de I + D. Sistema modular de bloqueo automático diseñado para ser utilizable con diferentes sistemas de contenedores.

Este sistema ha sido desarrollado de acuerdo con los requisitos de esterilización para ser utilizado en un autoclave de vapor para nuestros sistemas de contenedores. Auto lock es un sistema diseñado en propiedad reutilizable en lugar de productos de plástico desechables que se utilizan como cerraduras de seguridad en contenedores. El sistema ha sido probado en nuestras propias instalaciones 5000 ciclos y ha superado con éxito todas las pruebas. La vida mínima esperada del sistema es de 5000 esterilizaciones. Durante este tiempo, el sistema es utilizable sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento o servicio.



Código

IU-13476 (2 pcs)



Cómo funciona el mecanismo de bloqueo automático?

La temperatura promedio en el autoclave durante la esterilización está en el nivel de 135 ° C grados.

A medida que la temperatura en el autoclave comienza a elevarse por encima de los 100 grados, se activa el mecanismo de bloqueo automático ubicado en la caja. Cuando se activa el mecanismo, el eje de bloqueo móvil rojo en él avanza (Imagen 1). Cuando el eje de bloqueo móvil avanza, bloquea el mecanismo de bloqueo en la tapa y, por lo tanto, evita la apertura incontrolada de la tapa.

El proceso de inactividad del sistema es el siguiente: Después de que se haya completado el proceso de esterilización y se haya retirado el contenedor del autoclave, el contenedor y el sistema Auto Lock se dejan enfriar entre 5 y 10 minutos. Luego, el eje de bloqueo móvil rojo se empuja hacia atrás con la ayuda de los dedos (Imagen 3). Por lo tanto, el cierre de la tapa del recipiente deja de bloquearse y llega a la posición abierta.

Cuando el envase entra en cada esterilización, estos procesos se repiten de la misma manera.

Cuando el usuario ve que el mecanismo de bloqueo automático está activado (Imagen 1), puede entender que el contenedor ha entrado en el proceso de esterilización. Si el mecanismo de bloqueo automático está inactivo (Imagen 2), significa que este contenedor se ha abierto previamente.

Cuáles son las ventajas del mecanismo automático modular?

Debido a que el sistema es reutilizable, es más económico cuando se compara con el uso de sellos de seguridad de plástico.

El sistema es modular, por lo que puede ser utilizable con productos de diferentes marcas. En esta razón, tantos usuarios pueden hacer uso de las ventajas del sistema..

Después del uso de productos desechables, el material plástico daña la naturaleza. Debido a la propiedad reutilizable del mecanismo de bloqueo automático y debido al reciclaje de materia prima en el interior, el sistema no daña la naturaleza.

Los productos desechables tienen muchas desventajas, como la compra, el almacenamiento y el seguimiento del inventario. El mecanismo de bloqueo automático ahorra al usuario esta carga de trabajo y costo.

Los productos desechables deben colocarse en el (2) recipiente (s) antes de cada esterilización y esto conduce a la pérdida de tiempo para los empleados.

El mecanismo de bloqueo automático elimina las dificultades que enfrenta durante el uso de sellos de seguridad. En condiciones de avería, debido a que el producto no está fijado en el contenedor, el sistema puede ser fácilmente reparable o cambiable, por lo que el contenedor no necesita ser reemplazado.

Imagen 1 (Posición Cerrada)




Imagen 3




Imagen 2




Imagen 4



ADVERTENCIA: Es posible mover el eje móvil con solo el efecto de la temperatura. No es posible en condiciones normales activar (para ser puesto en posición bloqueada) mecanismo de bloqueo.

Todos nuestros sistemas de contenedores con mecanismo autobloqueo están diseñados para ser utilizados también con sello de seguridad de plástico cuando sea necesario (Imagen 4).




MODULAR

MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
No: a2012 00715

DEUTSCHES PATENT
Nr. 20 2013 100 251.8

Placa de identificación



Abrazadera de Bloqueo




Lavadora de Plástico

De acuerdo con el modelo de contenedor, ese sistema se ensamblará, la lavadora de plástico debe retirarse o permanecer en su lugar.



Botón de Bloqueo



Mecanismo de Bloqueo Automático Modular



Montaje y Desmontaje del Mecanismo Modular de Bloqueo Automático

Imagen 1



La abrazadera de bloqueo debe retirarse de la ranura antes del montaje.

Imagen 2



Luego debe colocarse en la parte de la etiqueta del contenedor como se muestra en la imagen.

Imagen 3



Cuando esté seguro de que el producto está ajustado, la abrazadera de bloqueo debe colocarse a través de la dirección de la flecha.

Imagen 4



Asegúrese de que el sello de bloqueo se reenvíe al final de la ranura de la abrazadera y que esté bloqueado.



El mecanismo de bloqueo debe estar en posición abierta para el proceso de desmontaje (Imagen 2).

No es posible realizar el desmontaje en posición cerrada (Imagen 1).

Cuando esté seguro de que el mecanismo de bloqueo está en posición abierta, la abrazadera de bloqueo puede ser extraíble tirando hacia atrás a través de la dirección inversa de la dirección de bloqueo.



Ventana para Emular el Indicador

Continuamos produciendo soluciones para los requisitos de gestión de esterilización con nuestros 25 años de experiencia en la industria médica. Para ello, hemos desarrollado un indicador emulador ventana para los sistemas de contenedores estériles.

Objetivo de la Ventana para Emular el Indicador

Los indicadores de emulación se utilizan para la monitorización de la esterilización de carga, mientras que los instrumentos quirúrgicos se cargan en contenedores en el departamento central de servicios de esterilización (CSSD).

Durante el uso estándar del contenedor, no es posible ver los resultados del indicador sin abrir la tapa. Cuando se establece se decide utilizar en cirugía si el resultado es negativo y también si no hay un conjunto alternativo, la cirugía se está retrasando y se producen problemas en las implementaciones.

El resultado del indicador de emulación se puede observar después del ciclo fácilmente desde la ventana en la caja del contenedor. En condiciones negativas, los procesos de esterilización se repiten antes de enviar el set a uso. De esta manera se prohíbe la pérdida de tiempo y puede ayudar a evitar problemas antes de comenzar.



SIN RIESGO...

Ventana para Emular el Indicador

- ▶ El material polimérico PPSU transparente se utiliza en la parte de la ventana del sistema que es adecuada para el autoclave. El material polimérico PPSU tiene resistencia a la puntuación y al impacto, también es un material especial que tiene resistencia al calor de hasta 330°
- ▶ La junta de silicio se utiliza entre la ventana y la caja para evitar el riesgo de esterilización dentro del contenedor y la seguridad se proporciona %100 por 4 piezas de conexión de remache.
- ▶ Todas las demás piezas utilizadas en el sistema están fabricadas en aluminio anodizado y acero inoxidable.
- ▶ El indicador está diseñado para colocar la caja desde dos direcciones. También hay un mecanismo de resorte para im-movilizar el indicador debido a la presión dentro de las secciones colocadas en el indicador. Este mecanismo de resorte y la propiedad de movilización de los dos lados del indicador se proporcionan para usar diferentes indicadores de marca para usar en este sistema juntos.



TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
No: 2014-GE-49085



Uso de la Ventana para Emular el Indicador

Emulando el indicador antes de colocar materiales para esterilizar dentro de la caja para el propósito de esterilización se coloca dentro de la caja como se muestra a continuación.

Cuando coloque la banda indicadora dentro de la caja, debe asegurarse de que aparezcan las referencias colocadas y el indicador. Debe especificar la posición adecuada mediante movimientos alternativos o girando hacia atrás la banda del indicador.


Después de colocar la banda indicadora de manera justa, puede comenzar el proceso de esterilización colocando materiales para esterilizar después de cerrar la tapa.

ACCESORIOS

SISTEMAS DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN



Etiqueta(Papeles)



Código IU-13587

100 uds. Con indicador.
Para envases de tamaño
pequeño y especiales



Código IU-13586

100 uds. Con indicador.
Para completo y
Contenedores de tamaño
medio



Etiquetas de Identificación (Aluminio)

Toracotomía	Conjunto Básico
Conjunto Básico	Toracotomía
Toracotomía	Conjunto Básico
Conjunto Básico	Toracotomía

Color	Código
Rojo	IU-13592
Azul	IU-13593
Verde	IU-13594
Amarillo	IU-13595
Gris	IU-13596
Negro	IU-13597
Morado	IU-15418
Bronce	IU-15419

Láminas de identificación de color
grabadas según sus especificaciones
Máximo 16 letras



Identificación (Aluminio)




Soporte de Etiqueta

Color	Código
Rojo	IU-13541
Azul	IU-13542
Verde	IU-13543
Amarillo	IU-13544
Gris	IU-13545
Negro	IU-13546
Morado	IU-13547
Bronce	IU2-567

Etiquetas

Color	Código
Rojo	IU-13548
Azul	IU-13549
Verde	IU-13550
Amarillo	IU-13551
Gris	IU-13552
Negro	IU-13553
Morado	IU2-576
Bronce	IU2-577

Etiquetas de identificación
de colores grabadas
según sus especificaciones.





Código IU-13583 Azul

100 uds. con indicador.
hecho de plástico



Código IU-13584 Azul

100 uds. hecho de plástico



Código IU-13581 Azul

100 uds. con número.
hecho de plástico



Código IU-13582 Rojo

100 uds. con indicador.
hecho de plástico



Código IU-13580 Rojo

100 uds. hecho de plástico



Código IU-13585 Rojo

100 uds. con número.
hecho de plástico



ACCESORIOS DEL MODELO PLASMA

* STERRAD es una marca registrada propiedad de Johnson & Johnson Company.

SELO DE SEGURIDAD



Código IU2-663Z Azul


100 uds. con indicador.

Para la esterilización por plasma
con peróxido de hidrógeno



Código IU2-672Z

100 uds. con indicador.
Para la esterilización por
plasma con peróxido de
hidrógeno



Código IU-13588

100 uds. con indicador.
Para la esterilización por
plasma con peróxido de
hidrógeno

ETIQUETA


FILTROS para esterilización por plasma con peróxido de hidrógeno



Código IU2-741Z

Diámetro: 184 mm

Un solo uso 100 uds.
Para la esterilización por
plasma con peróxido de
hidrógeno



Código IU-13685

Dimensión: 165 x 235 mm

Para la esterilización por
plasma con peróxido de
hidrógeno



Código IU-13618

Dimensión: 230 x 120 mm

Para la esterilización por
plasma con peróxido de
hidrógeno



Código IU-780Z

Dimensión: 130 x 110 mm

Para la esterilización por
plasma con peróxido de
hidrógeno



Filtro de Papel

Filtro de Papel

Filtro de Teflón


Filtro de Teflón
(Para el sistema de PTFE B3)



Código IU-13609

Diámetro 184 mm

100 piezas de un solo uso
con indicador. marcar.



Código IU-13610

Diámetro 184 mm

Un solo uso 100 piezas
con indicador. Sin marcaje.



Código IU-13611

Diámetro 194 mm

Número de ciclos de
esterilización > 2000



Código IU-13614

Diámetro 90 mm

Número de ciclos de
esterilización > 2000
para ser utilizado con K1-970



Filtro de Papel

Filtro de Papel

Filtro de Teflón

Para el Modelo Dental



Código IU-13682

Dimensión 165 x 235 mm


100 piezas de un solo uso con indicador. marcar.



Código IU-13684

Dimensión 165 x 235 mm

Un solo uso 100 piezas con indicador. Sin marcaje.



Código IU-13612

Dimensión 150 x 233 mm

Número de ciclos de esterilización > 2000



Filtro de Papel

Filtro de Papel

Filtro de Teflón

Para el Modelo Mini



Código IU-13616

Dimensión 230 x 120 mm


100 piezas de un solo uso con indicador. marcar.



Código IU-13617

Dimensión 230 x 120 mm

Un solo uso 100 piezas con indicador. Sin marcaje.



Código IU-13613

Dimensión 215 x 100 mm

Número de ciclos de esterilización > 2000



Filtro de Papel

Filtro de Papel

Filtro de Teflón

Para 1/2 Modelo Dental



Código IU-13621

Dimensión 130 x 130 mm

100 piezas de un solo uso con indicador. marcar.



Código IU-13620

Dimensión 130 x 130 mm

Un solo uso 100 piezas con indicador. Sin marcaje.



Código IU-13622

Dimensión 130 x 130 mm

Número de ciclos de esterilización > 2000



RETENEDOR Y DISPENSADOR DE FILTROS



Código IU-13606

Diámetro186 mm


Retenedor de Filtros, para 1/1, 3/4, 1/2, Extra grande, Extra largo, Dental grande



Código IU-15375

Diámetro186 mm


Retenedor de Filtros, para Modelos A1



Código IU-13608

Dimensión 200 x 200 x 64 mm


Dispensador de Filtros



Código IU-13668

Dimensión 247 x 172 mm


Retenedor de Filtros, para Modelo Dental



Código IU-13664

Dimensión 250 x 177 x 40 mm


Dispensador de Filtros



Código IU-13669

Dimensión 243 x 120 mm

Retenedor de Filtros, para el Modelo Mini



Código IU-13665

Dimensión 250 x 127 x 53 mm

Dispensador de Filtros



Código IU2-1717

Dimensión 162 x 144 mm

Retenedor de Filtros, para 1/2 Modelo Dental



Código IU2-1710

Dimensión 169 x 151 x 53 mm


Dispensador de Filtros



Código	Dimensión
IU-13527	160 x 135 mm
IU-13528	275 x 125 mm
IU-13529	250 x 235 mm
IU-13530	340 x 230 mm (2 pcs)
IU-13531	300 x 300 mm
IU-13532	380 x 230 mm

Código	Dimensión
IU-13533	440 x 230 mm
IU-13534	520 x 230 mm
IU-13535	230 x 220 mm
IU-13536	475 x 230 mm
IU-13537	260 x 180 mm
IU-13540	280 x 200 mm

ALFOMBRAS DE MALLA DE SILICONA




Código	Dimensión
IU-13538	250 x 240 mm
IU-13539	485 x 250 mm
IU-15806	534 x 247 mm
IU-15807	395 x 245 mm
IU-15808	527 x 335 mm
IU-15809	658 x 247 mm

Alfombrilla de malla de silicona,
Permite guardar los instrumentos
quirúrgicos sin que se deslicen y se
sequen bien.



Código	Modelo	Tamaño
IU-15788	Junta de silicona dental grande	118 cm
IU-15789	1/2 Junta de silicona dental	72 cm
IU-13748	Mini junta de silicona	77 cm
IU-13749	Junta de silicona dental	89 cm
IU-13750	Junta de silicona plana	101 cm
IU-13751	1/2 Junta de silicona	101 cm
IU-13752	3/4 Junta de silicona	136 cm
IU-13753	1/1 Junta de silicona	158 cm
IU-13754	Junta de silicona extra grande	180 cm
IU-15790	Junta de silicona extral arga	185 cm
IU-15791	Junta de silicona para endodancia	130 cm




Código	Exterior Dimensión
IU-13803	502 x 255 x 130 mm

- Rack, para endoscopia
- Contiene 10 instrumentos endoscópicos
 - Cabe en un contenedor de 1/1 tamaño de 20 cm de profundidad
 - Cesta de alambre 1/1 50 mm
 - Contenedor 1/1 200 mm
 - Alfombra de silicona 520 x 230 mm


Código	Exterior Dimensión
IU-13805	555 x 255 x 130 mm

- Rack, para endoscopia
- Contiene 10 instrumentos endoscópicos
 - Cabe en un contenedor extra largo de 18 cm de profundidad
 - Cesta de alambre Extra Larga 50 mm
 - Contenedor Extra Largo 180 mm
 - Alfombra de silicona 340x230 (2pcs)




Código	Exterior Dimensión
IU-13804	515 x 250 x 165 mm


- Rack, para artroscopia
- Contiene 20 punzones de artroscopia
 - Cabe en un contenedor de 1/1 tamaño de 20 cm de profundidad
 - Cesta de alambre 1/1 50 mm
 - Contenedor 1/1 200 mm
 - Alfombra de silicona 440 x 230 mm



Código	Exterior Dimensión
IU-13806	220 x 250 x 160 mm

- Rack, para kerrison
- Contiene 10 golpes de kerrison
 - Cabe en un recipiente de 1/2, 1/1 de 20 cm y tamaño extra largo de 18 cm de profundidad
 - Cesta de alambre 1/2 50 mm
 - Cesta de alambre 1/1 50 mm
 - Cesta de alambre Extra larga 50 mm
 - Contenedor 1/2 200 mm
 - Contenedor 1/1 200 mm
 - Contenedor Extra largo 180 mm





Código	Largo
IU-13480	250 x 9 mm
IU-13481	158 x 9 mm
IU-13482	123 x 9 mm
IU-13483	97 x 9 mm
IU-13484	73 x 9 mm
IU-13485	23,5 x 9 mm


Se puede fabricar en
cualquier tamaño exigido

Código	
IU-13486 (1 pieza)	 Nuez de kep
IU-13487 (1 pieza)	 Tornillo




Con riel, tornillo y tuerca

Código	Largo	Alto
IU-15846	250 mm	45 mm
IU-15847	152 mm	45 mm
IU-15848	125 mm	45 mm
IU-15849	97 mm	45 mm




Tamaño Real



Con riel, tornillo y tuerca

Código	Largo	Alto
IU-15855	238 mm	45 mm
IU-15856	158 mm	45 mm
IU-15857	112 mm	45 mm
IU-15885	77 mm	45 mm




Tamaño Real



Con riel, tornillo y tuerca

Código	Largo	Alto
IU-15852	238 mm	45 mm
IU-15853	150 mm	45 mm
IU-15854	119 mm	45 mm
IU-15884	87 mm	45 mm




Tamaño Real



Con riel, tornillo y tuerca

Código	Largo	Alto
IU-15849	240 mm	45 mm
IU-15850	150 mm	45 mm
IU-15851	120 mm	45 mm
IU-15883	90 mm	45 mm




Tamaño Real



Soporte para instrumentos, de Ø 3 a 8 mm
Con riel, tornillo y tuerca

Código	Largo	Alto
IU-15858	178 mm	24 mm




Tamaño Real



Soporte para instrumentos, Ø 5 mm
Con riel, tornillo y tuerca

Código	Largo	Alto
IU-15859	73 mm	24 mm




Tamaño Real



Soporte para instrumentos, Ø 3 mm
Con riel, tornillo y tuerca

Código	Largo	Alto
IU-15860	73 mm	24 mm


Tamaño Real



Soporte para instrumentos, de Ø 3 a 15 mm
Con riel, tornillo y tuerca

Código	Largo	Alto
IU-15861	178 mm	34 mm



Tamaño Real



Con riel, tornillo y tuerca

Código	Largo	Alto
IU-15862	121 mm	22 mm


Tamaño Real



Con riel, tornillo y tuerca

Código	Largo	Alto
IU-15863	123 mm	22 mm


Tamaño Real



Soporte para instrumentos, Ø 3 mm
Con riel, tornillo y tuerca

Código	Largo	Alto
IU-15864	178 mm	24 mm


Tamaño Real



Soporte para instrumentos, Ø 5 mm
Con riel, tornillo y tuerca


Código	Largo	Alto
IU-15865	178 mm	24 mm

Tamaño Real



Código	Largo	Alto
IU-12-142	40 mm	25 mm


Tamaño Real



Código	Largo	Alto
IU-15866	23.5 mm	25 mm

Ø 10,5 mm
Con riel, tornillo y tuerca


Tamaño Real



Código	Largo	Alto
IU-15867	23.5 mm	25 mm

Ø 8 mm
Con riel, tornillo y tuerca


Tamaño Real



Código	Largo	Alto
IU-15868	23.5 mm	25 mm

Ø 13 mm
Con riel, tornillo y tuerca


Tamaño Real




Código	Largo	Alto
IU-15869	23.5 mm	25 mm

Ø 5 mm
Con riel, tornillo y tuerca



Tamaño Real







Código	Largo	Alto
IU-15870	72 mm	34 mm

Soporte de endoscopio, doble
Un lado Ø 12 mm abierto
Un lado de Ø 3 a Ø 15 mm cerrado
Con riel, tornillo y tuerca




Código	Largo	Alto
IU-15881	72 mm	34 mm

Soporte de endoscopio, doble
Un lado Ø 12 mm abierto
Un lado de Ø 3 a Ø 15 mm cerrado
Con riel, tornillo y tuerca




Código	Largo	Alto
IU-15871	72 mm	34 mm

Soporte para instrumentos, de Ø 3 a Ø 15 mm
Con riel, tornillo y tuerca




Código	Largo	Alto
IU-15872	72 mm	24 mm

Soporte para instrumentos, de Ø 3 a Ø 8 mm
Con riel, tornillo y tuerca




Código	Largo	Alto
IU-15873	38 mm	24 mm

Soporte de endoscopio, doble
Un lado de Ø 3 a Ø 8 mm
Con riel, tornillo y tuerca




Código	Largo	Alto
IU-15874	28 mm	34 mm

Soporte de endoscopio, único
Un lado Ø 12 mm abierto
Un lado de Ø 3 a Ø 15 mm
Con riel, tornillo y tuerca




Código	Largo	Alto
IU-15875	38 mm	33 mm

Soporte para endoscopio, Ø 4 mm cerrado
Con riel, tornillo y tuerca




Código	Largo	Alto
IU-15876	38 mm	33 mm

Soporte para endoscopio, Ø 6 mm cerrado
Con riel, tornillo y tuerca




Código	Largo	Alto
IU-15877	38 mm	33 mm

Soporte para endoscopio, Ø 8 mm cerrado
Con riel, tornillo y tuerca




Código	Largo	Alto
IU-15878	38 mm	33 mm

Soporte para endoscopio, Ø 12 mm cerrado
Con riel, tornillo y tuerca




Código	Largo	Alto
IU-15879	38 mm	33 mm


Soporte para endoscopio, Ø 12 mm cerrado
Con riel, tornillo y tuerca



Código	Largo	Alto
IU-15880	38 mm	33 mm


Soporte para endoscopio, Ø 15 mm cerrado
Con riel, tornillo y tuerca






Código	Exterior Dimensión
IU-13578	Pin de sujeción para divisor
IU-13579	Pin de sujeción para instrumentos
IU-13559	Abrazadera de fijación
IU-13574	DIVISOR 50 x 20 mm
IU-13575	DIVISOR 130 x 20 mm
IU-13576	DIVISOR 225 x 20 mm
IU-13577	DIVISOR 460 x 20 mm

SOportes y Divisores



IU-13554	IU-13555	IU-13556	IU-13557	IU-13558
Ø 7 - 12 mm	Ø 12 - 16 mm	Ø 16 - 26 mm	Ø 26 - 36 mm	Ø 36 - 45 mm




Código	Exterior Dimensión
IU8-508	98 x 43 x 44 mm
Código	Exterior Dimensión
IU8-509	163 x 103 x 40 mm
Código	Exterior Dimensión
IU8-511	218 x 22 x 54 mm

Rack para 24 rebabas con vástagos Ø 2.35 mm

Rack para 15 piezas de instrumentos

Rack para 12 piezas de instrumentos



Código	Exterior Dimensión
IU8-490	218 x 45 x 52 mm

Dispositivo de sujeción inclinable para 6 micro cabezales




Código	Exterior Dimensión
IU-13560	40 x 5 x 18 mm
Código	Exterior Dimensión
IU-13561	230 x 26 mm
Código	Exterior Dimensión
IU-13562	470 x 26 mm

DIVISOR (uso con K2-601 y K2-602)


Rieles deslizantes con tornillos de sujeción

Barra limitante, con tornillos de seguridad



Código	Exterior Dimensión
IU-13565	233 x 30 mm
Código	Exterior Dimensión
IU-13566	116 x 30 mm

Dispositivo de sujeción en espiral



Código	Exterior Dimensión
IU-13567	112 x 18 mm
Código	Exterior Dimensión
IU-13568	172 x 18 mm
Código	Exterior Dimensión
IU-13569	232 x 18 mm
Código	Exterior Dimensión
IU-13570	472 x 18 mm
Código	Exterior Dimensión
IU-13572	233 x 30 mm
Código	Exterior Dimensión
IU-13573	126 x 30 mm
Código	Exterior Dimensión
IU-13571	222 mm x 133 mm x 30 mm

Barra limitante

Soporte en espiral

Soporte en espiral

Soporte en espiral



Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
IU-13486	162	IU-13546	153	IU-13594	153	IU3-709	131
IU-13487	162	IU-13547	153	IU-13595	153	IU-13686	131
IU-13476	146	IU-14647	153	IU-13596	153	IU-13687	131
IU-13477	54, 56, 58	IU-13548	153	IU-13597	153	IU-13688	131
IU-13478	54, 56, 58	IU-13549	153	IU-15418	153	IU-13689	131
IU-13479	54, 56, 58	IU-13550	153	IU-15419	153	IU-13690	131
IU-14419	54, 56, 58	IU-13551	153	IU-13606	157	IU-13711	132
IU-13480	162	IU-13552	153	IU-15375	157	IU-13712	132
IU-13481	162	IU-13553	153	IU-13608	157	IU-13713	132
IU-13482	162	IU-14648	153	IU-13609	155	IU-13714	129
IU-13483	162	IU-14649	153	IU-13610	155	IU-13715	129
IU-13484	162	IU-13554	168	IU-741Z	154	IU-13716	129
IU-13485	162	IU-13555	168	IU-13611	155	IU-13717	129
IU-13500	139	IU-13556	168	IU-13612	156	IU-13718	129
IU-13501	137	IU-13557	168	IU-13613	156	IU-13719	129
IU-13502	137	IU-13558	168	IU-13614	155	IU-13720	129
IU-13504	137	IU-13559	168	IU-13616	156	IU-13721	129
IU-13506	137	IU-13560	169	IU-13617	156	IU-13722	130
IU-13508	137	IU-13561	169	IU-13618	154	IU-13723	130
IU-13509	137	IU-13562	169	IU-13620	156	IU-13724	130
IU-13511	137	IU-13563	169	IU-780Z	154	IU-13725	130
IU-13513	137	IU-13564	169	IU-13621	156	IU-13726	130
IU-13517	139	IU-13565	169	IU-13622	156	IU-13727	130
IU-13520	136	IU-13566	169	IU-13628	138	IU-13728	130
IU-13521	136	IU-13567	169	IU-13629	138	IU-13729	130
IU-13523	136	IU-13568	169	IU-13630	136	IU-13730	132
IU-13525	136	IU-13569	169	IU-13631	136	IU-13731	132
IU-13527	158	IU-13570	169	IU-13633	136	IU-13732	132
IU-13528	158	IU-13571	169	IU-13635	136	IU-13733	129
IU-13529	158	IU-13572	169	IU-13639	139	IU-13734	129
IU-13530	158	IU-13573	169	IU-13661	137	IU-13735	130
IU-13531	158	IU-13574	168	IU-13662	137	IU-13736	130
IU-13532	158	IU-13575	168	IU-13663	137	IU-13737	132
IU-13533	158	IU-13576	168	IU-13664	157	IU-13738	132
IU-13534	158	IU-13577	168	IU-13665	157	IU-15450	132
IU-13535	158	IU-13578	168	IU-14421	157	IU-13739	132
IU-13536	158	IU-13579	168	IU-13668	157	IU-13740	132
IU-13537	158	IU-13580	154	IU-13669	157	IU-13747	132
IU-13538	158	IU-13581	154	IU-14646	157	IU-13744	132
IU-13539	158	IU-13582	154	IU-13674	137	IU-13745	132
IU-13540	158	IU-13583	154	IU-13675	137	IU-13746	132
IU-15806	158	IU-15325	154	IU-13676	137	IU-13741	132
IU-15807	158	IU-13584	154	IU-13681	138	IU-13742	132
IU-15808	158	IU-13585	154	IU-13682	156	IU-13743	132
IU-15809	158	IU-13586	153	IU-13684	156	IU-780	135
IU-13541	153	IU-15332	154	IU-13685	154	IU-780K	135
IU-13542	153	IU-13587	153	IU3-705	131	IU-781	135
IU-13543	153	IU-13588	154	IU3-706	131	IU-781K	135
IU-13544	153	IU-13592	153	IU3-707	131	IU-782	135
IU-13545	153	IU-13593	153	IU3-708	131	IU-783K	135

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
IU3-784K	135	IU-13813	139	IU-13849	124	IU5-065	126
IU-785	135	IU-13814	139	IU-13850	124	IU5-066	126
IU-785K	135	IU-13815	139	IU-13851	124	IU5-067	126
IU-786	134	IU-13816	139	IU-13852	124	IU5-068	126
IU-786K	134	IU-13817	139	IU-13853	124	IU5-069	126
IU-787	134	IU-13818	139	IU-13855	124	IU5-070	126
IU-788	134	IU-13819	139	IU-13856	124	IU-13893	126
IU-789	134	IU-13820	139	IU-13857	124	IU-13894	126
IU-790K	134	IU-13821	139	IU-13858	124	IU-13895	126
IU-791K	134	IU-13822	139	IU-13859	124	IU-13896	126
IU-792K	134	IU-13823	139	IU-13860	124	IU-13897	126
IU-793K	134	IU-13824	139	IU-13861	124	IU-13898	126
IU-15788	159	IU-13825	139	IU-13862	124	IU-13899	126
IU-15789	159	IU-13826	143	IU-13863	124	IU-13900	126
IU-13748	159	IU-13827	143	IU-15792	124	IU-13901	126
IU-13749	159	IU-13828	143	IU-13864	124	IU-13902	126
IU-13750	159	IU3-1200	140	IU-13865	124	IU-13903	126
IU-13751	159	IU3-1201	140	IU-13866	124	IU-13904	126
IU-13752	159	IU3-1202	140	IU-13867	124	IU-13905	126
IU-13753	159	IU3-1203	140	IU-13868	124	IU5-084	126
IU-13754	159	IU3-1204	140	IU-13869	124	IU5-085	126
IU-15790	159	IU3-1205	140	IU-13870	124	IU-13908	126
IU-15791	159	IU3-1206	141	IU-13871	124	IU5-087	126
IU-13763	137	IU3-1207	141	IU-13872	124	IU-13910	126
IU-13772	137	IU3-1208	141	IU-13873	124	IU-13911	126
IU-13781	136	IU3-1210	141	IU-13874	124	IU5-090	126
IU-13790	136	IU3-1211	141	IU-13875	124	IU5-091	126
IU-13792	142	IU3-1230	141	IU-13876	124	IU-13906	127
IU-13793	142	IU3-1231	141	IU-13877	124	IU-13907	127
IU-13794	142	IU3-1232	141	IU-13878	124	IU5-102	127
IU-15810	142	IU3-1233	141	IU-13879	124	IU-13909	127
IU-15385	142	IU3-1234	141	IU-13880	124	IU5-104	127
IU-13795	142	IU3-1235	141	IU-13881	124	IU5-105	127
IU-13796	138	IU3-1236	141	IU-15799	124	IU-13912	127
IU-13797	138	IU3-1237	141	IU-15801	124	IU-13913	127
IU-13798	138	IU3-1238	141	IU-13884	124	IU-13914	127
IU-13799	140	IU3-1239	141	IU-15890	124	IU-13915	127
IU-13800	140	IU3-1240	141	IU-13886	124	IU-13916	127
IU-13801	140	IU3-1241	141	IU-13887	124	IU-13917	127
IU-13802	140	IU-13832	137	IU-13888	124	IU-13918	127
IU-13803	160	IU-13836	137	IU-13889	124	IU-13919	127
IU-13804	161	IU-13837	137	IU-13890	124	IU-13920	127
IU-13805	160	IU-13838	137	IU-13891	124	IU-13921	127
IU-13806	161	IU-13839	137	IU-13892	124	IU-13922	127
IU-13807	139	IU-13843	137	IU5-059	124	IU-13923	127
IU-13808	139	IU-13844	144	IU-13882	126	IU-13924	127
IU-13809	139	IU-13845	144	IU-13883	126	IU-13925	127
IU-13810	139	IU-13846	124	IU5-062	126	IU-13926	127
IU-13811	139	IU-13847	124	IU-13885	126	IU-13927	127
IU-13812	139	IU-13848	124	IU5-064	126	IU-13928	127

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
IU-13929	127	IU-K5-241	125	IU-14078	97	IU-306-02E	90
IU-K5-127	127	IU-K5-242	125	IU-14073	77	IU-306-03E	90
IU-K5-128	127	IU-K5-243	125	IU-14079	97	IU-306-04E	90
IU-K5-129	127	IU-K5-244	125	IU-14074	77	IU-14241	26, 40, 56
IU-K5-130	127	IU-K5-245	125	IU-14080	97	IU-307-00E	90
IU-K5-131	127	IU-K5-246	125	IU-14075	77	IU-307-01E	90
IU-K5-132	127	IU-K5-247	125	IU-14081	97	IU-307-02E	90
IU-K5-133	127	IU-14056	24, 68, 76	IU-14076	77	IU-307-03E	90
IU-K5-134	127	IU-14061	97	IU-14082	97	IU-307-04E	90
IU-13930	125	IU6-100Z	105	IU-K6-126	77	IU-K6-308	26, 40, 56
IU-13931	125	IU-14057	24, 68, 76	IU-K6-126D	97	IU-K6-315	83
IU-13932	125	IU-14062	97	IU-K6-127	77	IU-K6-316	83
IU-13933	125	IU6-101Z	105	IU-K6-127D	97	IU-14242	79
IU-13934	125	IU-14058	24, 68, 76	IU-K6-128	77	IU-14243	79
IU-13935	125	IU-14063	97	IU-K6-129	77	IU-14244	79
IU-13936	125	IU6-102Z	105	IU-14083	77	IU-14245	79
IU-13937	125	IU-14059	24, 68, 76	IU-14084	77	IU-14246	79
IU-13938	125	IU-14064	97	IU-14085	77	IU-14247	79
IU-13939	125	IU-14060	24, 68, 76	IU-14086	77	IU-14248	83
IU-13940	125	K6-104D	97	IU-14087	77	IU-14249	83
IU-13941	125	IU-14066	24, 38, 54	IU-14088	77	IU-14250	83
IU-13942	125	IU-105-00E	88	IU-14173	55, 77	IU-14251	83
IU-13943	125	IU-105-01E	88	IU-14174	55, 77	IU-14252	83
IU-13944	125	IU-105-02E	88	IU-14175	55, 77	IU-14253	83
IU-13945	125	IU-105-03E	88	IU-14176	55, 77	IU-K6-332	83
IU-13946	125	IU-105-04E	88	IU-14177	55, 77	IU-15800	83
IU-13947	125	IU-14067	24, 38, 54	IU-14178	55, 77	IU-K6-334	83
IU-13948	125	IU-106-00E	88	IU-K6-236	55, 77	IU-K6-335	83
IU-13949	125	IU-106-01E	88	IU-K6-237	55, 77	IU-K6-336	83
IU-13950	125	IU-106-02E	88	IU-14233	26, 70, 78	IU-K6-337	83
IU-13951	125	IU-106-03E	88	IU-14236	99	IU-K6-338	83
IU-13952	125	IU-106-04E	88	IU-K6-300Z	105	IU-K6-339	83
IU-13953	125	IU-14068	24, 38, 54	IU-14234	26, 70, 78	IU-14254	79
IU-13954	125	IU-107-00E	88	IU-14237	99	IU-14260	99
IU-13955	125	IU-107-01E	88	IU-K6-301Z	105	IU-K6-340E	91
IU-13956	125	IU-107-02E	88	IU-14235	26, 70, 78	IU-K6-340Z	105
IU-13957	125	IU-107-03E	88	IU-14238	99	IU-14255	79
IU-13958	125	IU-107-04E	88	IU-K6-302Z	105	IU-14261	99
IU-13959	125	IU-14069	24, 38, 54	IU-K6-303	26, 70, 78	IU-14256	79
IU-13960	125	IU-108-00E	88	IU-K6-303D	99	IU-14262	99
IU-13961	125	IU-108-01E	88	IU-K6-303Z	105	IU-14257	79
IU-13962	125	IU-108-02E	88	IU-14239	26, 40, 56	IU-14263	99
IU-13963	125	IU-108-03E	88	IU-305-00E	90	IU-14258	79
IU-13964	125	IU-108-04E	88	IU-305-01E	90	IU-14264	99
IU-13965	125	IU-14070	24, 38, 54	IU-305-02E	90	IU-14259	79
IU-K5-236	125	IU-14071	77	IU-305-03E	90	IU-14265	99
IU-K5-237	125	IU-14077	97	IU-305-04E	90	IU-K6-346	79
IU-K5-238	125	IU-K6-120E	89	IU-14240	26, 40, 56	IU-K6-346D	99
IU-K5-239	125	IU-K6-120Z	105	IU-306-00E	90	IU-K6-347	79
IU-K5-240	125	IU-14072	77	IU-306-01E	90	IU-K6-347D	99

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
IU-K6-348	79	IU-608-04E	92	IU-K6-1106	118	IU-K6-1780	123
IU-K6-349	79	IU-14416	28, 42, 58	IU-14501	123	IU-K6-1781	123
IU-14302	30, 82	IU-14417	81	IU-14502	123	IU-K6-1782	123
IU-14303	30, 82	IU-14418	81	IU-14503	123	IU-K6-1783	123
IU-14303	30, 44, 60, 82	IU-K6-622	81	IU-14504	123	IU-14650	123
IU-14305	30, 44, 60, 82	IU-14420	81	IU-14505	123	IU-14651	123
IU-14306	57, 79	IU-K6-624	81	IU-14506	123	IU-K6-1786	123
IU-14307	57, 79	IU-14422	81	IU-K6-1424	123	IU-14653	123
IU-14308	57, 79	IU-K6-626	81	IU-K6-1425	123	IU-14652	123
IU-14309	57, 79	IU-K6-627	81	IU-14561	116	IU-K6-1791	123
IU-14310	57, 79	IU-14423	81	IU-1560Z	107	IU-14654	123
IU-14311	57, 79	IU-14429	101	IU-14562	116	IU-14655	123
IU-K6-416	57, 79	IU-K6-630E	93	IU-1561Z	107	IU-14656	123
IU-K6-417	57, 79	IU-K6-630Z	105	IU-14563	116	IU-14657	123
IU-14402	28, 72, 80	IU-14424	81	IU-1562Z	107	IU-K6-1796	123
IU-14407	101	IU-14430	101	IU-14564	116	IU-K6-1797	123
IU-K6-600Z	105	IU-14425	81	IU-14565	116	IU-14712	114
IU-14403	28, 72, 80	IU-14431	101	IU-14566	116	IU-1860Z	107
IU-14408	101	IU-14426	81	IU-14567	117	IU-14713	114
IU-K6-601Z	105	IU-14432	101	IU-1570Z	107	IU-1861Z	107
IU-14404	28, 72, 80	IU-14427	81	IU-14568	117	IU-14714	114
IU-14409	101	IU-14433	101	IU-14569	117	IU-1862Z	107
IU-K6-602Z	105	IU-14428	81	IU-14570	117	IU-K6-1863	114
IU-14405	28, 72, 80	IU-14434	101	IU-14571	117	IU-14715	114
IU-14410	101	IU-K6-636	81	IU-14572	117	IU-14716	114
IU-14406	28, 72, 80	IU-K6-636D	101	IU-K6-1576	117	IU-14717	114
IU-14411	101	IU-K6-637	81	IU-K6-1577	117	IU-K6-1868	114
IU-14412	28, 42, 58	IU-K6-637D	101	IU-14573	117	IU-14718	115
IU-605-00E	92	IU-14495	59, 81	IU-14574	117	IU-14719	115
IU-605-01E	92	IU-14496	59, 81	IU-14575	117	IU-14720	115
IU-605-02E	92	IU-14497	59, 81	IU-K6-1583	117	IU-14721	115
IU-605-03E	92	IU-14498	59, 81	IU-14577	117	IU-14722	115
IU-14417	92	IU-14499	59, 81	IU-14578	117	IU-14723	115
IU-14413	28, 42, 58	IU-14500	59, 81	IU-K6-1586	117	IU-K6-1876	115
IU-606-00E	92	IU-K6-706	59, 81	IU-K6-1587	117	IU-K6-1877	115
IU-606-01E	92	IU-K6-707	59, 81	IU-14597	112	IU-14724	115
IU-606-02E	92	IU-K6-1000	119	IU-14598	112	IU-1880Z	107
IU-606-03E	92	IU-K6-1000Z	109	IU-14599	112	IU-14725	115
IU-606-04E	92	IU-K6-1001	119	IU-14600	113	IU-14726	115
IU-14414	28, 42, 58	IU-K6-1002	119	IU-14601	113	IU-14727	115
IU-607-00E	92	IU-K6-1003	119	IU-14602	113	IU-14728	115
IU-607-01E	92	IU-K6-1004	119	IU-14603	113	IU-14729	115
IU-607-02E	92	IU-K6-1005	119	IU-14604	113	IU-K6-1886	115
IU-607-03E	92	IU-K6-1006	119	IU-14605	113	IU-K6-1887	115
IU-607-04E	92	IU-K6-1007	119	IU-K6-1686	113	IU-14784	120
IU-14415	28, 42, 58	IU-K6-1100	118	IU-K6-1687	113	IU-1960Z	107
IU-608-00E	92	IU-K6-1100Z	109	IU-14642	122	IU-14785	120
IU-608-01E	92	IU-K6-1101	118	IU-14643	122	IU-1961Z	107
IU-608-02E	92	IU-K6-1101Z	109	IU-14644	122	IU-14786	120
IU-608-03E	92	IU-K6-1105	118	IU-14645	122	IU-1962Z	107

Código	Página	Código	Página	Código	Página
IU-14787	120	IU-K6-3128	25	IU-K6-3372	33
IU-14788	120	IU-K6-3129	25	IU-K6-3373	33
IU-14789	120	IU-K6-3130	25	IU-K6-3374	33
IU-14790	121	IU-K6-3131	25	IU-K6-3375	33
IU-1970Z	107	IU-K6-3132	25	IU-K6-3376	33
IU-14791	121	IU-K6-3133	25	IU-K6-3377	33
IU-14792	121	IU-K6-3134	25	IU-K6-3380	33
IU-14793	121	IU-K6-3135	25	IU-K6-3381	33
IU-14794	121	IU-K6-3230	25	IU-K6-3382	33
IU-14795	121	IU-K6-3231	25	IU-K6-3383	33
IU-K6-1976	121	IU-K6-3232	25	IU-K6-3384	33
IU-K6-1977	121	IU-K6-3233	25	IU-K6-3385	33
IU-14796	121	IU-K6-3234	25	IU-K6-3386	33
IU-14797	121	IU-K6-3235	25	IU-K6-3387	33
IU-14798	121	IU-K6-3236	25	IU-K6-3410	27
IU-14799	121	IU-K6-3237	25	IU-K6-3411	27
IU-14800	121	IU-K6-3315	31	IU-K6-3412	27
IU-14801	121	IU-K6-3316	31	IU-K6-3413	27
IU-K6-1986	121	IU-K6-3320	27	IU-K6-3414	27
IU-K6-1987	121	IU-K6-3321	27	IU-K6-3415	27
IU-14802	32, 84	IU-K6-3322	27	IU-K6-3416	27
IU-14803	32, 84	IU-K6-3323	27	IU-K6-3417	27
IU-K6-2002	32, 84	IU-K6-3324	27	IU-K6-3620	29
IU-14804	32, 46, 62	IU-K6-3325	27	IU-K6-3621	29
IU-14805	32, 46, 62	IU-K6-3326	31	IU-K6-3622	29
IU-K6-2007	32, 46, 62	IU-K6-3327	31	IU-K6-3623	29
IU-14830	85	IU-K6-3328	31	IU-K6-3624	29
IU-14831	85	IU-K6-3329	31	IU-K6-3625	29
IU-14832	85	IU-K6-3330	31	IU-K6-3630	29
IU-14833	85	IU-K6-3331	31	IU-K6-3631	29
IU-14834	85	IU-K6-3332	31	IU-K6-3632	29
IU-14835	85	IU-K6-3333	31	IU-K6-3633	29
IU-K6-2126	85	IU-K6-3334	31	IU-K6-3634	29
IU-K6-2127	85	IU-K6-3335	31	IU-K6-3635	29
IU-K6-2130	85	IU-K6-3336	31	IU-K6-3636	29
IU-K6-2131	85	IU-K6-3337	31	IU-K6-3637	29
IU-K6-2132	85	IU-K6-3338	31	IU-K6-3638	29
IU-K6-2133	85	IU-K6-3339	31	IU-K6-3639	29
IU-K6-2134	85	IU-K6-3340	27	IU-K6-3700	29
IU-K6-2135	85	IU-K6-3341	27	IU-K6-3701	29
IU-K6-2136	85	IU-K6-3342	27	IU-K6-3702	29
IU-K6-2137	85	IU-K6-3343	27	IU-K6-3703	29
IU-K6-3120	25	IU-K6-3344	27	IU-K6-3704	29
IU-K6-3121	25	IU-K6-3345	27	IU-K6-3705	29
IU-K6-3122	25	IU-K6-3346	27	IU-K6-3706	29
IU-K6-3123	25	IU-K6-3347	27	IU-K6-3707	29
IU-K6-3124	25	IU-K6-3348	27	IU-14896	38, 68
IU-K6-3125	25	IU-K6-3349	27	IU-14897	38, 68
IU-K6-3126	25	IU-K6-3370	33	IU-14898	38, 68
IU-K6-3127	25	IU-K6-3371	33	IU-14899	38, 68

Código	Página	Código	Página	Código	Página
IU-K7-421	41	IU-15252	115	IU-15393	55
IU-K7-422	43	IU-15253	115	IU8-121BA	55
IU-K7-423	43	IU-K7-1885	115	IU-15299	55
IU-15126	42, 72	IU-K7-1886	115	IU-15346	55
IU-15127	42, 72	IU-K7-1887	115	IU-15394	55
IU-15128	42, 72	IU-K7-1961	120	IU8-122BA	55
IU-15129	42, 72	IU-K7-1962	120	IU-15300	55
IU-15130	42, 72	IU-15255	121	IU-15347	55
IU-15131	43	IU-15256	121	IU-15395	55
IU-15132	43	IU-15257	121	IU8-123BA	55
IU-15133	43	IU-15258	121	IU-15301	55
IU-15134	43	IU-15259	121	IU-15348	55
IU-15135	43	IU-15260	121	IU-15396	55
IU-15136	43	IU-K7-1976	121	IU8-124BA	55
IU-K7-636	43	IU-K7-1977	121	IU-15302	55
IU-K7-637	43	IU-15261	46	IU-15349	55
IU-15197	44	IU-15262	46	IU-15397	55
IU-15198	44	IU-K7-2002	46	IU8-125BA	55
IU-15231	123	IU-15287	47	IU-15303	55
IU-15232	123	IU-15288	47	IU-15350	55
IU-15233	123	IU-15289	47	IU-126B	55
IU-15234	123	IU-15290	47	IU-126BA	55
IU-15235	123	IU-15291	47	IU-126P	55
IU-15236	123	IU-15292	47	IU-126V	55
IU-K7-1424	123	IU-K7-2126	47	IU-127B	55
IU-K7-1425	123	IU-K7-2127	47	IU-127BA	55
IU-15237	113	IU-15387	54	IU-127P	55
IU-15238	113	IU8-100BA	54	IU-127V	55
IU-15239	113	IU-15293	54	K8-190	168
IU-15240	113	IU-15340	54	IU-15398	56
IU-15241	113	IU-15388	54	IU8-300BA	56
IU-15242	113	IU8-101BA	54	IU-15304	56
IU-K7-1686	113	IU-15294	54	IU-15351	56
IU-K7-1687	113	IU-15341	54	IU-15399	56
IU-K7-1770	122	IU-15389	54	IU8-301BA	56
IU-K7-1771	122	IU8-102BA	54	IU-15305	56
IU-15243	123	IU-15295	54	IU-15352	56
IU-15244	123	IU-15342	54	IU-15400	56
IU-15245	123	IU-15390	54	IU8-302BA	56
IU-15246	123	IU8-103BA	54	IU-15306	56
IU-15247	123	IU-15296	54	IU-15353	56
IU-15248	123	IU-15343	54	IU-303B	56
IU-K7-1786	123	IU-15391	54	IU-303BA	56
IU-K7-1787	123	IU8-104BA	54	IU-303P	56
IU-K7-1861	114	IU-15297	54	IU-303V	56
IU-K7-1862	114	IU-15344	54	IU-315B	61
IU-K7-1863	114	IU-15392	55	IU-315BA	61
IU-15249	115	IU8-120BA	55	IU-315P	61
IU-15250	115	IU-15298	55	IU-315V	61
IU-15251	115	IU-15345	55	IU-316B	61



Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
IU-15359	57	IU-15322	59	IU-15432	63	IU-15880	167
IU-346B	57	IU-15369	59	IU-2124BA	63	IU-15881	166
IU-346BA	57	IU-15417	59	IU-15338	63	IU-13854	165
IU-346P	57	IU-15417	59	IU-2124V	63	IU-15882	162
IU-346V	57	IU-15323	59	IU-15433	63	IU-15883	163
IU-347B	57	IU-15370	59	IU-2125BA	63	IU-15884	163
IU-347BA	57	IU-636B	59	IU-15339	63	IU-15885	162
IU-347P	57	IU-636BA	59	IU-2125V	63	IU-15434	145
IU-347V	57	IU-636P	59	IU-2126B	63	IU-15435	145
IU8-508	168	IU-636V	59	IU-2126BA	63	IU-15436	145
IU-K8-509	168	IU-637B	59	IU-2126P	63	IU-15437	145
IU-K8-511	168	IU-637BA	59	IU-2126V	63	IU-15438	145
IU-15407	58	IU-637P	59	IU-2127B	63	IU-15439	145
IU8-600BA	58	IU-637V	59	IU-2127BA	63	KP6-120	69
IU-15313	58	IU-700B	60	IU-2127P	63	KP6-121	69
IU-15360	58	IU8-700BA	60	IU-2127V	63	KP6-123	69
IU-15408	58	IU-15324	60	IU-15846	162	KP6-124	69
IU8-601BA	58	IU-15371	60	IU-15847	162	KP6-125	69
IU-15314	58	IU-701B	60	IU-15848	162	KP6-340	71
IU-15361	58	IU8-701BA	60	IU-15849	163	KP6-341	71
IU-15409	58	IU-701P	60	IU-15850	163	KP6-343	71
IU8-602BA	58	IU-15372	60	IU-15851	163	KP6-344	71
IU-15315	58	IU-15426	62	IU-15852	163	KP6-345	71
IU-15362	58	IU8-2000BA	62	IU-15853	163	KP6-630	73
IU-15410	58	IU-2000P	62	IU-15854	163	KP6-631	73
IU8-603BA	58	IU-15379	62	IU-15855	162	KP6-633	73
IU-15316	58	IU-15427	62	IU-15856	162	KP6-634	73
IU-15363	58	IU-2001BA	62	IU-15857	162	KP6-635	73
IU-15411	58	IU-15333	62	IU-15858	163	KP7-120	69
IU8-604BA	58	IU-15380	62	IU-15859	163	KP7-121	69
IU-15317	58	IU-15381	62	IU-15860	164	KP7-123	69
IU-15364	58	IU-15382	62	IU-15861	164	KP7-124	69
IU-15412	59	IU-2002P	62	IU-15862	164	KP7-125	69
IU8-630BA	59	IU-15384	62	IU-15863	164	KP7-340	71
IU-15318	59	IU-15428	63	IU-15864	164	KP7-341	71
IU-15365	59	IU-2120BA	63	IU-15865	165	KP7-343	71
IU-15413	59	IU-15334	63	IU-15866	165	KP7-344	71
IU8-631BA	59	IU-2120V	63	IU-15867	165	KP7-345	71
IU-15319	59	IU-15429	63	IU-15868	165	KP7-630	73
IU-15366	59	IU-2121BA	63	IU-15869	165	KP7-631	73
IU-15414	59	IU-15335	63	IU-15870	166	KP7-633	73
IU8-632BA	59	IU-2121V	63	IU-15871	166	KP7-634	73
IU-15320	59	IU-15430	63	IU-15872	166	KP7-635	73
IU-15367	59	IU-2122BA	63	IU-15873	166	KT6-120	69
IU-15415	59	IU-15336	63	IU-15874	166	KT6-340	71
IU8-633BA	59	IU-15383	63	IU-15875	167	KT6-630	73
IU-15321	59	IU-15431	63	IU-15876	167	KT7-120	69
IU-15368	59	IU-2123BA	63	IU-15877	167	KT7-340	71
IU-15416	59	IU-15337	63	IU-15878	167	KT7-630	73
IU8-634BA	59	IU-2123V	63	IU-15879	167		



FÁBRICA
Calle del Embajador Vich
3, 2i, 46002 Valencia

T : 961 28 04 75

www.surgicalmed.es
pedidos@surgicalmed.es

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este
catálogo puede ser reproducida sin el permiso por
escrito de Surgicalmed